

ZL Microdent Attachments

DE

Anleitung zum Gebrauch von Geschieben, Riegeln, Ankern, Stegen, Schraubsystemen und Retentionselementen. Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchs- und Verarbeitungsanweisung der einzelnen Produkte sorgfältig durch. Nur zur Verwendung durch Fachpersonal im Rahmen der empfohlenen Indikationen.

Produktbeschreibung

Bei den ZL Attachments handelt es sich um feimechanische Konstruktionselemente zur Einarbeitung in Prothesen und dienen der Retrierung (Fixierung) und Stabilisierung von herausnehmbarm Zahnersatz. Sie tragen zur funktionellen Wiederherstellung des Cranio-Mandibulären-Kausystems bei.

Attachment-Varianten	Produktbezeichnung	Anwendungsbereich
Intracoronale Haltelemente	ANTERIOLOCK DUOLOCK ^{30°} DUOLOCK ^{90°} DUOLOCK ^{Prospektiv} DUOLOCK ^{75mm} INTRA LOCK LOGA MEGALOCK VENTRALOCK	Starre Halteelemente zur Versorgung mit Friend- und Schaltprothesen sowie abnehmbaren Brücken bei Patienten mit nicht bzw. wenig atrophiertem Kieferkamm. Die Abzugskräfte können eingestellt werden.
Extracoronale Haltelemente	ACRYLOCK CADLOCK CENTRALOCK II	
Riegel	CENTRALOCK MI ROBOLOCK	Ist ein starrs, extracoronales Riegel-Attachment, welches bei der Versorgung mit uni- und bilateralen Friend- und Schaltprothesen, abnehmbaren Brücken sowie Hybridprothesen verwendet wird.
Anker	ANKERGE SCHIEBE COMBIOLOCK ZL-ANKER-SYSTEM	Ermöglicht Konstruktionen für die prothetische Versorgung mit bilateralen Friend- und Schaltprothesen sowie abnehmbaren Brücken. Durch die individuelle Stieglängs-gestaltung ist der Kombisteg zur Versorgung variabler Schlülücken ideal.
Kugelverankerung	WUKA	Ein Wurzelkappen-Attachment zur Retention und Stabilisierung schleimhautgetragener Deckprothesen bei geringem Restpfeilerbestand (Mindest-anzahl 2).
	SPHÄROLOCK	
Retentionselement	SECURALOCK MULTIOCK	Retentionselement für Doppelkronen mit unzureichender Friktion oder Friktionsverlust

Verwendungszweck

ZL-Attachments werden im Zahnersatz eingearbeitet, um herausnehmbare Prothesen in der Mundhöhle zu verankern.

Sonderspezifikation

- DUOLOCK^{75mm} ist nur für die Verwendung bei hochsensibilisierten Patienten indiziert.
- DUOLOCK^{Prospektiv} - Die besondere Konstruktion dieses Attachments ermöglicht prothetische Versorgungen so zu gestalten, dass bei einem eventuell abzusehenden Pfeilerverlust die Intraoral vorhandenen Primärteile als Basis und Verankerungselement für feststehend kombiniert herausnehmbaren Zahnersatz zu nutzen sind.
- VENTRALOCK - Ein extrem klein dimensioniertes Präzisions-geschiebe welches ausschließlich für die Indikation im Frontzahnbereich verwendet werden darf.
- CADLOCK - Ist speziell für die CAD/CAM-Anwendung, ideal für Stege aus Kobalt-Chrom, Titan und Zirkonoxid.

Patientenzielgruppe

Bei der vorgesehenen Patientengruppe handelt es sich um Erwachsene mit Restzahlbestand im Ober-/Unterkiefer und/oder mit Implantat versorgten Ober-/Unterkiefern.

Kontraindikation

- Patienten mit bestehender Allergie gegen ein oder mehrere Bestandteile der Konstruktionselemente.
- Fehlende Bereitschaft des Patienten zum korrekten Verfolgen der Nachsorge / Recall Hinweise.
- Patienten mit Bruxismus oder anderen parafunktionellen Gewohnheiten.

Sicherheitshinweise

- ZL Attachments dürfen nur von Zahnärzten und Zahntechnikern verwendet werden, die über entsprechende Erfahrungen, Kenntnisse und Ausbildung verfügen.
- Detaillierte Informationen finden Sie in den produktspezifischen Verarbeitungsanweisungen. Die Anweisungen in den entsprechenden Arbeitsanleitungen sind zu befolgen.
- Die Komponenten der ZL Attachments können nicht in Verbindung mit Halteelementen anderer Hersteller kombiniert werden. Es dürfen nur original ZL Instrumente, Werkzeuge und Hilfstile verwendet werden.
- Die Komponenten werden unsteril geliefert.
- Die mit „Nicht wiederverwenden!“ gekennzeichneten Produkte sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Wenn das Produkt mehr als einmal verwendet wird, können folgende Risiken auftreten, wie z. B. Kreuzkontamination, Fehlfunktion, Passungsgenauigkeit usw.
- Bei Auftreten von Empfindlichkeitsreaktionen sollte die Verwendung eingestellt und ein Arzt hinzugezogen werden.
- Nach dem Eingliedern der prothetischen Versorgung sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen nach Empfehlung des Arztes wichtig.
- Die Attachments wurden nicht in der MRT Umgebung auf Sicherheit getestet. Vorsicht bei MRT-Untersuchungen - der herausnehmbare Teil der Prothese muss vor dem MRT-Scan ausgeglichen werden. Um die sichere Durchführung einer MRT oder einer anderen radiologischen Dienstleistung zu gewährleisten, muss der Patient das Personal vor der Untersuchung über das Tragen einer ZL-Geschiebe-Prothese informieren.
- Die Komponenten werden im nicht sterilen Zustand geliefert. Der Zahnersatz muss gründlich gereinigt werden, bevor er in den Mund des Patienten eingesetzt wird. Bitte dazu die Gebrauchs-anweisungen des Herstellers der Desinfektionsmittel.
- Um einen sicheren Prothesensitz zu gewährleisten und um Überbelastung der Geschiebeteile zu vermeiden, muss das Prothesenlager beim halbjährlichen Recall überprüft werden und die Prothese ggf. unfertüfett werden.
- Eine Prothese mit losen, beschädigten oder zerbrochenen Geschiebeteilen sollte nicht getragen werden. Ansonsten kann dies zum Würgen, Verschlucken, bzw. zu Aspiration oder andere Beschwerden führen.
- Der Patient muss über das korrekte Ein- und Ausgliedern der Prothese sowie über die tägliche Prothesenpflege unterrichtet werden.

Lagerung

In der Originalverpackung trocken und staubfrei lagern.

Entsorgungshinweise


Gemäß den geltenden regionalen/nationalen und internationalen Richtlinien zur Entsorgung von Dentalabfällen.

Meldung von unerwünschten Wirkungen

Wenn Sie sich einer unerwünschten Wirkung, Reaktion oder ähnlichen Vorkommnisse bewusst werden, die durch die Verwendung dieses Produktes erlebt werden, einschließlich derer, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, melden Sie diese bitte direkt über das entsprechende Meldebehörde, indem Sie die richtige Autorität Ihres Landes zugänglich über den folgenden Link auswählen: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en sowie zu unserer internen Meldestelle: vigilanceZL@gc.dental. Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produktes zu verbessern.

Bedeutung der Symbole

	Hersteller		Chargennummer
	Datum der Herstellung		Katalognummer
	Medizinisches Gerät		Trocken aufbewahren
	Nicht wiederverwenden		Angaben zur Verpackungsgröße
	Achtung, Begleiddokumente beachten		Gebrauchsanweisung konsultieren

		407042 REV00 - 05/2023
ZL MICRODENT Attachment GmbH & Co. KG - a GC Europe AG company - Harkortstraße 2 58339 Breckerfeld/Germany		

ZL Microdent Attachments

EN

Instructions for the use of attachments, latch attachments, anchors, and retention elements. Prior to use, carefully read the instructions for use and instruction manual for individual products. For use only by a dental professional within the recommended indications.

Product Description

The ZL attachments are a precision mechanical construction element for incorporation into prostheses and serve to fix and stabilize removable dentures. They contribute to the functional restoration of the craniomandibular chewing system.

Attachment Variants	Product name	Application area
Intracoral Attachment	ANTERIOLOCK DUOLOCK ^{30°} DUOLOCK ^{90°} DUOLOCK ^{Prospektiv} DUOLOCK ^{75mm} INTRA LOCK LOGA MEGALOCK VENTRALOCK	Rigid support elements used in free-end and switching prostheses as well as removable bridges in patients with no or little atrophied alveolar ridge. The pull-off forces can be adjusted.
Extracoral Attachment	ACRYLOCK CADLOCK CENTRALOCK II	
Latch Attachment	CENTRALOCK MI ROBOLOCK	Rigid, extracoral latch attachment used in uni- and bilateral free-end and switching prostheses, removable bridges and hybrid prostheses.
Anchor	ANCHOR ATTACHMENT COMBIOLOCK ZL ANCHOR SYSTEM	Enables constructions for pro-thetic restoration with bilateral free-end and switching prostheses and removable bridges. Due to the individual bar length design, the combi bar is ideal for supplying variable switching gaps.
	WUKA	For the retention and stabilization of mucosal-supported overdenture prostheses with a small residual pillar stock (minimum number 2).
Ball Attachment	SPHÄROLOCK	
Retention element	SECURALOCK MULTIOCK	Retention element for double crowns with friction loss

Intended use

ZL attachments are encapsulated in dental restorations to anchor removable prosthesis in oral cavity.

Special Indications

- DUOLOCK^{75mm} is indicated only for use in highly sensitized patients.
- DUOLOCK^{Prospektiv} - The special construction of this attachment makes it possible that in the event of a possible foreseeable loss of pillars, the intracoral primary parts can be used as a base and anchoring element for fixed combined and removable dentures.
- VENTRALOCK - An extremely small precision attachment which may only be used for the indication in the anterior tooth area.
- CADLOCK - It is specifically used for CAD/CAM applications and for frameworks made of cobalt-chrome, titanium and zirconium.

Target patient population

The intended patient group are adults with remaining teeth in the upper/lower jaw and/or upper/lower jaws treated with implants.

Contraindications

- Patients with an existing allergy to one or more elements of the attachment materials.
- Inability or unwillingness of the patient to follow the aftercare instructions.
- Patients with extreme bruxism or further uncontrolled para-functional habits.

Cautions

- ZL Attachments may only be used by dentists and dental technicians who have appropriate experience, knowledge and training.
- Refer to the product-specific instruction manual for detailed information. The instructions in the corresponding manuals must be followed.
- The components of the ZL Attachments cannot be combined in conjunction with retaining elements from other manufacturers. Only original ZL instruments, tools and auxiliary parts must be used.
- The devices are delivered non-sterile.
- The products labelled with “Do not re-use” are intended for single use only. If the product is used more than once, the following risks may arise such as cross-contamination, malfunction, poor fit etc.
- At Occurrence of sensitivity reactions should discontinue use and consult a doctor.
- After incorporating the prosthetic restoration, regular control examinations are important as recommended by the physician.
- The device has not been evaluated for safety in the MR environment. Caution for MRI environment – to remove the removable part of the prosthesis before MRI scanning. When scheduling an MRI or other radiology services while wearing ZL attachments, the patient must always inform MRI or other radiology staff prior to the procedure so that proper coordination of care can be arranged.
- The components are delivered in a non-sterile state. The dentures must be thoroughly cleaned before they are placed in the patient’s mouth. Please follow the instructions for use of the manufacturer of the disinfectants.
- To ensure a secure fit of the prosthesis and to avoid overloading the attachment parts, the denture bearing must be checked at the six-monthly recall and the prosthesis must be relined if necessary.
- A prosthesis with loose, damaged or broken attachments should not be worn. Otherwise this may lead to choking, swallowing, aspiration or other injuries.
- The patient must be instructed on the correct insertion and removal of the prosthesis as well as daily prosthesis care.

Storage

The device must be stored in a dry and dust-free environment in its original packaging.

Disposal Instructions

As per applicable regional/national and international guidelines on dental waste management.

Reporting of undesired effects

If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system: vigilanceZL@gc.dental. In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Explanation of the symbols

	Manufacturer		Batch code
	Date of manufacture		Catalogue number
	Medical device		Keep dry
	Do not re-use		Information on packaging size
	Caution, consult accompanying documents		Consult the instructions for use

		
ZL MICRODENT Attachment GmbH & Co. KG - a GC Europe AG company - Harkortstraße 2 58339 Breckerfeld/Germany		

ZL Microdent Attachments

FR

Notice d'utilisation des attachements, attachements à verrou, ancrages et éléments de rétention. Avant l'utilisation, veuillez lire la notice d'utilisation et le mode d'emploi des différents produits. Réservez aux professionnels dentaires dans les indications recommandées.

Description du produit

Les attachements ZL sont des éléments de construction mécanique de précision conçus pour maintenir et stabiliser les prothèses amovibles dans lesquelles ils sont intégrés. Ils contribuent à la restauration fonctionnelle du système crânio-mandibulaire de mastication.

Variantes d'attachement	Nom de produit	Domaine d'application
Attachement intracornaire	ANTERIOLOCK DUOLOCK ^{30°} DUOLOCK ^{90°} DUOLOCK ^{Prospektiv} DUOLOCK ^{75mm} INTRA LOCK LOGA MEGALOCK VENTRALOCK	Éléments de liaison rigide utilisés pour les prothèses cantilever et intercalées ainsi que pour les bridges amovibles chez les patients présentant une crête alvéolaire intacte ou légèrement atrophie. Les forces d'arrachement peuvent être ajustées.
Attachement à boule	WUKA	
Attaché à sfera	SPHÄROLOCK	
Elemento ritentivo	SECURALOCK MULTIOCK	Elemento di ritenzione per corone doppie con perdita per attrito

Variantes d'attachement	Nom de produit	Domaine d'application
Attachement extracoronaire	ACRYLOCK CADLOCK CENTRALOCK II	Éléments de liaison rigide utilisés pour les prothèses cantilever et intercalées ainsi que pour les bridges amovibles chez les patients présentant une crête alvéolaire intacte ou légèrement atrophie. Les forces d'arrachement peuvent être ajustées.
Attachement à verrou	CENTRALOCK MI ROBOLOCK	Attachements extracoronaires à verrou et à liaison rigide utilisés pour les prothèses cantilever et intercalées unilatérales et bilatérales, les bridges amovibles et les prothèses combinées
Ancrage	ANCHOR ATTACHMENT COMBIOLOCK ZL ANCHOR SYSTEM	Permet les restaurations prothétiques avec prothèses cantilever et intercalées bilatérales et bridges amovibles. En raison de sa structure longitudinale individuelle, la barre mixte est parfaite pour garantir des espaces variables.
	WUKA	Attachement supraduculaire pour la rétention e la stabilisation des prothèses overdenture à appui muqueux avec un nombre réduit de piliers restants (au minimum 2).
Attachement à boule	SPHÄROLOCK	
Élément de rétention	SECURALOCK MULTIOCK	Élément de rétention pour doubles couronnes à perte de friction

Utilisation prévue

Les attachements ZL sont encapsulés dans les restaurations dentaires pour ancrer la prothèse amovible dans la cavité buccale.

Indications spéciales

- DUOLOCK^{75mm} est indiqué uniquement dans les cas d'hypersensibilité.
- DUOLOCK^{Prospektiv} - La construction spéciale de cet attachement permet d'utiliser les parties primaires intracoronaires comme élément de base et d'ancrage pour les prothèses mixtes fixes et amovibles dans l'éventualité d'une perte prévisible des piliers.
- VENTRALOCK - Un attachement de précision extrêmement petit pouvant être utilisé pour les indications de la région antérieure.
- CADLOCK - Utilisé spécifiquement pour les applications CAD/CAM et pour les structures en cobalt-chrome, titane et zirconium.

Groupe de patients ciblés

Le groupe de patients ciblés sont les adultes avec un édentement maxillaire/mandibulaire partiel et/ou des implants maxillaires/mandibulaires

Contre-indications

- Les patients avec une allergie connue à un ou plusieurs matériaux utilisés pour l'attachement.
- Refus ou incapacité du patient à suivre les instructions de traitement postopératoire.
- Patients avec bruxisme extrême ou habitudes para-fonctionnelles non contrôlées.

Mises en garde

- L'utilisation des attachements ZL est réservée aux dentistes et prothésistes disposant d'une expérience, de connaissances et d'une formation appropriées.
- Se référer au mode d'emploi spécifique de chaque produit pour des informations détaillées. Les instructions figurant dans les manuels correspondants doivent être suivies.
- Les composants des attachements ZL ne peuvent pas être combinés avec les éléments de rétention d'autres fabricants. Seuls les instruments, outils et pièces auxiliaires d'origine doivent être utilisés. Les dispositifs sont fournis non stériles.
- Les produits marqués « Ne pas réutiliser » sont à usage unique. Toute réutilisation du produit entraîne un risque de contamination croisée, dysfonctionnement, instabilité, etc.
- En cas de réaction de sensibilité, interrompre l'utilisation et consulter un médecin.
- Après l'intégration de la restauration prothétique, il est important de réaliser régulièrement les examens de contrôle recommandés par le médecin.
- L'inocuité dans l'environnement IRM de ce dispositif n'a pas été évaluée. Précautions dans l'environnement IRM – retirer la pièce amovible avant un examen IRM. Lors de la prise de rendez-vous pour un examen IRM ou de radiologie, le patient porteur d'attachements ZL doit en informer le personnel médical avant l'examen IRM ou de radiologie afin que les mesures requises soient prises.
- Les composants sont fournis non stériles. Les prothèses doivent être soigneusement nettoyées avant leur placement dans la bouche du patient. Suivre les instructions du fabricant de désinfectants.
- Pour garantir une bonne assise et éviter toute surcharge des pièces de l'attachement, le port de la prothèse doit être contrôlé au bout de six mois, avec une mise au point si nécessaire.
- Une prothèse avec des attachements lâches, endommagés ou cassés ne doit pas être portée. Il pourrait en résulter un étouffement, une ingestion, une aspiration ou d'autres lésions.
- Le patient doit recevoir des instructions sur l'insertion et le retrait corrects de la prothèse ainsi que sur les soins quotidiens de la prothèse.

Stockage

Le dispositif doit être stocké dans un environnement sec et à l'abri de la poussière dans son emballage d'origine.

Instructions d'élimination

Se référer aux directives régionales/nationales et internationales applicables à la gestion des déchets dentaires.

Déclaration des effets indésirables

Si vous constatez un effet indésirable, une réaction ou autre événement similaire de quelque nature que ce soit, en lien avec l'utilisation de ce produit, veuillez en informer immédiatement le système national de vigilance, en sélectionnant l'autorité compétente dans votre pays, accessible avec le lien suivant : https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en ainsi que notre système interne de vigilance : vigilanceZL@gc.dental. Vous contribuerez ainsi à améliorer la sécurité de ce produit.

Explication des symboles

	Fabricant		Numéro de lot
	Date de fabrication		Référence catalogue
	Dispositif médical		Conserver au sec
	Ne pas réutiliser		Informations sur la taille de l'emballage
	Attention, consulter la documentation jointe		Lire le mode d'emploi

		
ZL MICRODENT Attachment GmbH & Co. KG - a GC Europe AG company - Harkortstraße 2 58339 Breckerfeld/Germany		

ZL Microdent Attachments

IT

Destinazione d'uso

Gli attachi ZL sono incapsulati nei restauri dentali per ancorare la protesi rimovibile nella cavità orale.

Indicazioni speciali

- DUOLOCK^{75mm} è indicato solo per l'uso in pazienti altamente sensibilizzati.
- DUOLOCK^{Prospektiv} - La particolare costruzione di questo attacco fa sì che, in caso di possibile perdita prevedibile di pilastri, le parti primarie intracoronali possano essere utilizzate come base ed elemento di ancoraggio per protesi fisse combinate e rimovibili.
- VENTRALOCK - Un attacco di precisione estremamente piccolo che può essere utilizzato solo per l'indicazione nell'area dei denti anteriori.
- CADLOCK - Viene utilizzato specificamente per applicazioni CAD/CAM e per strutture in cromo-cobalto, titanio e zirconio.

Pazienti target

Il gruppo di pazienti previsto è costituito da adulti con denti rimanenti nella mascella superiore/inferiore e/o nella mascella superiore/inferiore trattati con impianti.

Contraindications

- Pazienti con un'allergia esistente a uno o più elementi dei materiali di fissaggio.
- Incapacità o riluttanza del paziente a seguire le istruzioni post-terapia.
- Pazienti con bruxismo estremo o ulteriori abitudini parafunzionali incontrollate.

Avvertenze

- Gli adattatori ZL possono essere utilizzati solo da dentisti e odontotecnici con esperienza, conoscenza e formazione adeguate.
- Fare riferimento al manuale di istruzioni specifico del prodotto per informazioni dettagliate. Devono essere seguite le istruzioni nei manuali corrispondenti.
- I componenti degli attachi ZL non possono essere combinati con elementi di fissaggio di altri produttori. Devono essere utilizzati solo strumenti, utensili e parti ausiliarie originali ZL.
- I dispositivi vengono forniti non sterili.
- I prodotti etichettati con „Non riutilizzare“ sono esclusivamente monouso. Se il prodotto viene utilizzato più di una volta, possono insorgere i seguenti rischi come contaminazione incrociata, malfunzionamento, inadeguatezza, ecc.
- Al verificarsi di reazioni di sensibilità dovrebbe interrompere l'uso e consultare un medico.
- Dopo aver incorporato il restauro protesico, sono importanti esami di controllo regolari come raccomandato dal medico.
- Il dispositivo non è stato valutato per la sicurezza nell'ambiente RM. Attenzione per l'ambiente MRI: rimuovere la parte rimovibile della protesi prima della scansione MRI. Quando si programma una risonanza magnetica o altri servizi di radiologia mentre si indossano accessori ZL, il paziente deve sempre informare la risonanza magnetica o altro personale di radiologia prima della procedura in modo da poter organizzare un adeguato coordinamento delle cure.
- I componenti vengono forniti in uno stato non sterile. Le protesi devono essere accuratamente pulite prima di essere poste nella bocca del paziente. Seguire le istruzioni per l'uso del produttore dei disinfettanti.
- Per garantire un adattamento sicuro della protesi e per evitare di sovraccaricare le parti di attacco, l'appoggio della protesi deve essere controllato al richiamo semestrale e la protesi deve essere ribasata se necessario.
- Una protesi con attachi allentati, danneggiati o rotti non deve essere indossata. In caso contrario ciò potrebbe causare soffoca mento, ingestione, aspirazione o altre lesioni.
- Il paziente deve essere istruito sul corretto inserimento e rimozione della protesi nonché sulla cura quotidiana della protesi.

Conservazione

Il dispositivo deve essere conservato in un ambiente asciutto e privo di polvere nella sua confezione originale.

Istruzioni per lo smaltimento

Secondo le linee guida regionali/nazionali e internazionali applicabili sulla gestione dei rifiuti dentali.

Segnalazione di effetti indesiderati

Se si viene a conoscenza di qualsiasi tipo di effetto indesiderato, reazione o eventi simili sperimentati dall'uso di questo prodotto, inclusi quelli non elencati in queste istruzioni per l'uso, si prega di segnalarli direttamente attraverso il sistema di vigilanza pertinente, selezionando l'autorità competente del proprio paese accessibile tramite il seguente link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en nonché al nostro sistema di vigilanza interno: vigilanceZL@gc.dental. In questo modo contribuirai a migliorare la sicurezza di questo prodotto.

Spiegazione dei simboli

	Produttore		Codice lotto
	Data di fabbricazione		Codice Prodotto
	Dispositivo medico		Tenere asciutto
	Non riutilizzare		Informazioni sulle dimensioni della confezione
	Attenzione, consultare i documenti allegati		Consultare le istruzioni d'uso

		
ZL MICRODENT Attachment GmbH & Co. KG - a GC Europe AG company - Harkortstraße 2 58339 Breckerfeld/Germany		

ZL Microdent Attachments

ES

Población de pacientes objetivo

El grupo de pacientes previsto son adultos con dentición remanente en el maxilar superior/inferior o con el maxilar superior/inferior tratado con implantes.

