

Пескоструйный аппарат
Air-Flow M4
наконечник для снятия зубных отложений



Пескоструйный аппарат Air-Flow M4 идеально подходит для стоматологов. Используя смесь воздуха, воды и специальный порошок, удаляет зубной налёт, очищает поверхность зубов и пространство между ними, полирует зубы.

- Присоединение к стоматологической установке через разъем B2 или M4.
- Легкость замены рабочей головки.
- Встроенный фильтр, препятствующий попаданию песка в стоматологическую установку.
- Возможна вакуумная стерилизация при температуре 121 °С.

Цена 170\$

ООО «Дентаддепо ЛОТ»
394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.60.
Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54.
info@dentald.ru www.dentald.ru