

АДАПТИВНЫЙ АПЕКС ЛОКАТОР

модель 405-10A

OPTICA LASER София (Болгария)

TUV NORD CERT, Germany.

НОВОЕ 6 ПОКОЛЕНИЕ модель 405-10A



АДАПТИВНЫЙ АПЕКС ЛОКАТОР

исключает как недостатки популярного IV поколения локаторов - низкая точность на работе во влажных каналах, также недостатки V поколения приборов - затруднение на работе в сухих каналах и обязательно принудительного, дополнительного обрызгивания.

АДАПТИВНЫЙ АПЕКС ЛОКАТОР

непрерывно определяет влажность канала и немедленно приспосабливается для сухого или влажного канала. На этом пути прибор позволяет проводить измерения в сухих каналах, в дополнительно увлажненных каналах, каналах с экссудатом или кровью и каналах с еще неэкстирпированной пульпой.



Комплектность:

1. Адаптивный апекс локатор - 1 шт.
2. Приспособление для апекс локации - 1 шт.
3. Наконечник (приставка) "Масса" - 2 шт.
4. Зажим - 2 шт.
5. Зарядное устройство - 1 шт.
6. Транспортная упаковка - 1 шт.



Дополнительные опции:

- Приспособление для апекс локации (поз.2)
- Зажим (поз.4)
- Зажим подвеса аппарата (поз.7).

ООО «Денталдепо ЛОТ»

394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.60.

Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54.

www.dentald.ru info@dentald.ru