




**DUOLOCK PROSPEKTIV**  
**Т-образный замок**  
ZL- Microdent-Attachment GmbH & Co. KG



Т-образное замковое крепление **DUOLOCK PROSPEKTIV** является жестким, размещаемым интракоронально, элементом удержания. Особая конструкция этого, заимствованного из семейства прошедших оценку замковых креплений DUOLOCK, аттачмента позволяет так выполнять протезирование, что при утрате в обозримом будущем опорного зуба интракоронально размещенные первичные части могут быть использованы, как основа и элемент анкерного крепления для несъемного, скомбинированного со съемным зубного протеза.

**DUOLOCK PROSPEKTIV** подходит для всех методов благодаря вариантности матриц и матриц.

	Инструмент для активации #373
	Параллелодержатель#354

**ООО «Денталдепо ЛОТ»**  
394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.60.  
Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54.  
[www.dentald.ru](http://www.dentald.ru)    [info@dentald.ru](mailto:info@dentald.ru)