



LED ENERGY Model: 405-8B (classic)

Светодиодная полимеризационная лампа с питанием от сети 220V



Основные характеристики:

- Диапазон излучения - 460 ± 10 нм
- Импульсная плотность мощности более $1000 \text{ mW} / \text{cm}^2$
- Моноблочный автоклавируемый турбосветовод $\varnothing 8 \text{ mm}$
- Потребляемая мощность 6ВА
- Электропитание базового блока 220-240В/50Гц
- Класс защиты В
- Габариты 100x100x190 мм
- Масса 0,4 кг

Примечание:

- Механизм многократного крепления световода, обеспечивает неограниченное число подсоединений и отсоединений.
- Лампа удобная, практичная и легкая для манипуляций. Отвечает всем современным требованиям для эффективной полимеризации стоматологических пластмасс и имеет высокую надежность при эксплуатации.
- Устройство не имеет деталей подлежащие износу, замене или сервисному обслуживанию.

ООО «Денталдепо ЛОТ»

394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.60.

Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54.

info@dentald.ru www.dentald.ru