

СКОРПИОН ДЕНТАЛ ОПТИМА модель 405-7A new

В СОСТАВ КОМПЛЕКСА ВХОДЯТ:

- **ПУЛЬПТЕСТЕР** – аппарат для исследования витальности пульпы
- **АПЕКСЛОКАТОР** – (VI поколение) АДАПТИВНЫЙ;
- **ЛАЗЕР** – аппарат для низкоинтенсивной лазерной терапии для оптимизации процессов регенерирования тканей;
- **АППАРАТ ИОНОФЕРЕЗА** – для электронной стерилизации эндодонта и для ввода лекарственных средств в мягкие ткани.



*КОМПЛЕКС обеспечивает:*

- Новый, комплексный метод с высокой степенью успешности при лечении инфицированных корневых каналов;
- Устойчивые эффективные результаты при хирургическом и нехирургическом лечении гингивы и пародонта;
- Успешные дополняющие методы диагностики и лечения кариеса, пульпитов, периодонтитов, стоматитов, артритов и артроз височно-нижнечелюстного сустава;
- Хорошие результаты при ортодонтическом лечении, ортопедическом лечении, при лечении, связанном с вводом имплантатов.

Аппараты имеют встроенный интеллект, дистанционное радиоуправление, графический дисплей, ассистирующую речь (CDP System-Contact Dentist Patient).

✓ *К комплексу прилагается инструкция, содержащая описание утвержденных методик лечения.*