

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ST-D 307



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

БЛОК ВРАЧА НА 5 ИНСТРУМЕНТОВ С НИЖНЕЙ ИЛИ ВЕРХНЕЙ ПОДАЧЕЙ:

- Негатоскоп.
- Модуль для подключения турбинного наконечника со шлангом четырехканальный – два.
- Модуль для подключения воздушного мотора со шлангом четырехканальный – один.
- Свободное место для установки дополнительного инструмента – одно.
- Пистолет вода – воздух./спрей.
- Панель управления креслом и инструментами врача.
- Столик врача для инструмента.

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА

- Кресло электромеханическое с памятью на три положения.
- Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами.
- Артикуляционный подголовник.
- Левый подлокотник.

ГИДРОБЛОК

- Система наполнения водой стакана пациента и смыва плевательницы.
- Система автономной подачи воды на инструменты с подогревом.
- Стеклопластиковая гигиеническая плевательница.

БЕСТЕНЕВОЙ СВЕТИЛЬНИК

- Имеет два положения (15000-20000 люкс)

БЛОК АССИСТЕНТА

- Регулируемая консоль блока ассистента.
- Система аспирации, оборудованная слюноотсосом и пылесосом эжекторного типа.
- Пистолет вода – воздух./спрей.

СТУЛ ВРАЧА

- Передвижной, регулируемый по высоте с гигиеническим покрытием.