

VENTRALOCK
цилиндрический замок для фронтальных зубов
ZL- Microdent-Attachment GmbH & Co. KG





**Ретенция за счет активируемого винта в матрице.
Простая замена матрицы.**

Замковое крепление на фронтальный зуб – VentraLock – является жестким, размещенным интракоронально удерживающим элементом, который разработан исключительно для области фронтальных зубов.

Вытяжное усилие протеза регулируется активируемым винтом.

Разрез в матрице сзади предупреждает вывинчивание активируемого винта. Поэтому никогда нельзя вывинчивать активируемый винт из матрицы, т.к. вследствие этого матрица расширяется и утрачивает свою функцию.

Экстракорональное винтовое соединение матрицы с резьбовой вкладкой позволяет просто заменить матрицу, не повреждая пластмассовое седло.

Инструмент	VentraLock
	Параллелодержатель #530
	Инструмент для активации #573