

Profi



Каталог продукции Profi

«Dentaldepo LOT»

г. Воронеж, ул. Красноармейская, 60

тел/факс: (4732) 77-64-77, 71-49-54. тел. 57-25-52

dentald@mail.ru

www.dentald.ru

ВОРОНЕЖ, ЛИПЕЦК, БЕЛГОРОД, КУРСК, ОРЁЛ



Наименование	Цена розничная в евро, НДС включен
Dentin 20g	21,9
Dentin 50g	49,85
Paste Opaquer 3g	22,75
Paste Opaquer Bleach 3g	22,75
Opal-Schneide 20g	21,9
Opal-Schneide 50g	49,85
Dentin Bleach 20g	22,1
Opaque-Dentin 20g	22,3
Margin 20g	22,45
Paste Opaquer Gingiva 3g	23,1
Bleach Schneide 20g	22,1
Dentin Modifier 20g	22,1
Transpa 20g	22,45
Impulse 20g	22,45
Gingiva 20g	24,8
Glazing Paste 2,5g	24,5
Glazing 10g	16,55
Correctur 20g	24,45
Bond 4g	32,9
Ceramic-Margin Isolir 4g	30,7
Universal Shade 3g	23,1
Universal Stains 3g	23,1
Glazing-staining Liquid 25ml	11,2
Margin Modelling Liquid 50ml	11,2
Modelling Liquid 250ml	34,1
Modelling Liquid 50ml	11,1



Усиленная лейцитами полевошпатная керамика.
Керамикой Profi Line облицовываются сплавы с КТР 13.8-14.9.

Profi Line Bond 4g

32.90 €

Использование Profi Line Bond не обязательно!
Служит для усиления сцепления керамики и металла, выступает как буфер КТР между металлом и керамикой и поглощает металлические оксиды, что улучшает свойства керамики.



Profi Line Paste Opaquer 3g

22.75 €

Пастообразный опакер выпускается в 16 цветах A1-D4. Прекрасно сохраняет форму и обладает замечательной покрывающей способностью даже при нанесении тонким слоем.



Profi Line Dentin 20g и 50g

20g 21.90 €

Масса для создания анатомической формы зуба. Выпускается в 16 цветах A1- D4.

50g 49.85 €



Profi Line Opaque-Dentin 20g

22.30 €

Opaque-Dentin выпускается в 16 цветах A1-D4. Маскирует пришеечную область коронки и предотвращает чрезмерное попадание света в реставрацию.



Profi Line Opal-Schneide 20g и 50g

Опаловая масса режущего края выпускается в цветах: OS1, OS2, OS3, OS4 (таблицу соответствия смотрите в инструкции).

20g 21.90 €

50g 49.85 €



Profi Line Paste Opaquer Bleach 3g

Пастообразный опакер для отбеленных зубов.

22.75 €



Profi Line Dentin Bleach 20g

Дентиновая масса для отбеленных зубов.

22.10 €



Profi Line Bleach Schneide 20g

Масса режущего края для отбеленных зубов.

22.10 €



Profi Line Dentin Modifier 20g

Модифицированная дентиновая масса. Выпускается в цветах 1-5.

22.10 €



Profi Line Paste Opaquer Gingiva 3g

Пастообразный десневой опакер.

23.10 €



Profi Line Gingiva 20g

Десневая масса Profi Line Gingiva предназначена для имитации десневой ткани.

24.80 €



Profi Line Transpa 20g

Массы Transpa предназначены для придания эффекта, свойственного естественным зубам. Поставляются в пяти цветовых нюансах: neutral, clear, blue, brown-grey и orange-grey.

22.45 €



Profi Line Margin 20g

Плечевая масса выпускается в цветах M1, M2, M3, M4, M5, M6 (таблицу соответствия смотрите в инструкции). Используется для восстановления цвета и прозрачности в пришеечной области.

22.45€



Profi Line Impulse 20g

Импульс-массы Opal Effect White, Opal Effect Blue, Occlusal Dentin Orange и Mamelon Light предназначены для придания эффекта, свойственного естественным зубам.

22.45 €



Profi Line Glazing Paste 2,5g

Простая в применении глазуровочная паста позволяет придать реставрации естественный блеск. Для изменения консистенции глазуровочной пасты используйте Profi Line Glazing-staining liquid.

24.50 €



Profi Line Glazing 10g

Порошковая глазурь. Замешивается жидкостью Profi Line Glazing-staining liquid.

16.55 €



Profi Line Correctur 20g

Корректировочная масса предназначена для проведения небольших корректировок, таких как контактные пункты, опора промежуточной части, припасовка плеча.

24.45 €



Profi Line Universal Shade 3g

Универсальные красители Shade предназначены для коррекции цвета обожженной керамической реставрации, а так же для смешивания с другими керамическими массами для получения индивидуального цвета.

Выпускаются в цветах Group A, Group B, Group C и Group D.

23.10 €



Profi Line Universal Stains 3g

Применяются для имитации естественных особенностей зубов.

Поставляются в тринадцать различных цветах: deep, white, crackliner, yellow, light yellow, khaki, olive, orange, mahogany, grey, red, blue, maroon.

23.10 €



Profi Line Glazing-staining liquid 25ml
Применяется для изменения консистенции глазуровочной пасты Profi Line Glazing Paste, а так же для замешивания порошковой глазури Profi Line Glaze и красителей.

11.20 €



Profi Line Modelling liquid 50 ml и 250 ml
Моделировочная жидкость предназначена для разведения порошковых масс.

50ml 11.10 €

250ml 34.10 €



Profi Line Margin modelling liquid 50ml
Специальная моделировочная жидкость для плечевых масс.

11.20 €



Profi Line Ceramic-Margin Isolir 4g
Жидкость для изоляции керамики от гипса и плечевой массы от гипса.

30.70 €





Наименование	Цена розничная в евро, НДС включен
Dentin 20g	23,6
Dentin Bleach 20g	23,6
Opal-Schneide 20g	23,6
Bleach Schneide 20g	23,6
Transpa 20g	24,1
Impulse 20g	24,1
Correctur 20g	24,45



Керамика Profi Gold предназначена для нанесения на отпрессованные заготовки Profi Press. Благодаря своей прочности и эстетике, может использоваться как для полного, так и для частичного наслоения.

Profi Gold Dentin 20g

Масса для создания анатомической формы зуба.
Выпускается в 16 цветах A1- D4.

23.60 €



Profi Gold Dentin Bleach 20g

Дентиновая масса для отбеленных зубов.

23.60 €



Profi Gold Opal-Schneide 20g

Опаловая масса режущего края выпускается в цветах: OS1, OS2, OS3, OS4 (таблицу соответствия смотрите в инструкции).

23.60 €



Profi Gold Bleach Schneide 20g

Масса режущего края для отбеленных зубов.

23.60 €



Profi Gold Transpa 20g

Массы Transpa предназначены для придания эффекта, свойственного естественным зубам. Поставляются в пяти цветовых нюансах: neutral, clear, blue, brown-grey и orange-grey.

24.10 €



Profi Gold Impulse 20g

Импульс-массы Opal Effect White, Opal Effect Blue, Occlusal Dentin Orange и Mamelon Light предназначены для придания эффекта, свойственного естественным зубам.

24.10 €



Profi Gold Correctur 20g

Корректировочная масса предназначена для проведения небольших корректировок, таких как контактные пункты, опора промежуточной части, припасовка плеча.

24.45 €



Наименование	Цена розничная в евро, НДС включен
Dentin 20g	24,6
Dentin Bleach 20g	24,6
Opal-Schneide 20g	24,6
Bleach Schneide 20g	24,7
Liner 10g	29,45
Liner Gingiva 10g	30,1
Liner Bleach 10g	29,7
Opaque-Dentin 20g	28
Margin 20g	26,75
Transpa 20g	26,7
Impulse 20g	26,95
Gingiva 20g	26,9
Glazing Paste 2,5g	27,8
Correctur 20g	24,75
Shade 3g	26,1
Stains 3g	26,1
Glazing-staining Liquid 25ml	14,85
Margin Modelling Liquid 50ml	14,36
Modelling Liquid 50ml	14,36



Профи Циркон - современная керамика для нанесения на каркас из диоксида циркона всех видов. Отличные физические свойства сочетаются с великолепной эстетикой.

Profi Zirkon Liner 10g

29.45 €

Лайнер выпускается в цветах – liner 1, liner 2, liner 3.

Profi Zirkon Liner убирает чрезмерную яркость каркаса, не блокируя при этом прохождение света, а также усиливает флуоресцентный эффект.



Profi Zirkon Dentin 20g

24.60 €

Масса для создания анатомической формы зуба. Выпускается в 16 цветах A1- D4.



Profi Zirkon Opal-Schneide 20g

24.60 €

Опаловая масса режущего края выпускается в цветах: OS1, OS2, OS3, OS4 (таблицу соответствия смотрите в инструкции).



Profi Zirkon Glazing Paste 2,5g

27.80 €

Простая в применении глазуровочная паста позволяет придать реставрации естественный блеск. Для изменения консистенции глазуровочной пасты используйте Profi Zirkon Glazing-staining liquid.



Profi Zirkon Liner Gingiva 10g
Десневой Лайнер.

30.10 €



Profi Zirkon Liner Bleach 10g
Лайнер для отбеленных зубов.

29.70 €



Profi Zirkon Margin 20g

Плечевая масса выпускается в цветах M1, M2, M3, M4, M5, M6 (таблицу соответствия смотрите в инструкции). Используется для восстановления цвета и прозрачности в пришеечной области.

26.75 €



Profi Zirkon Opaque-Dentin 20g

Opaque-Dentin выпускается в цветах OD-1, OD-2. Маскирует пришеечную область коронки и предотвращает чрезмерное попадание света в реставрацию.

28.00 €



Profi Zirkon Dentin Bleach 20g

Дентиновая масса для отбеленных зубов.

24.60 €



Profi Zirkon Bleach Schneide 20g
Масса режущего края для отбеленных зубов.

24.70 €



Profi Zirkon Transpa 20g
Массы Transpa предназначены для придания эффекта, свойственного естественным зубам. Поставляются в пяти цветовых нюансах: neutral, clear, blue, brown-grey и orange-grey.

26.70 €



Profi Zirkon Impulse 20g
Импульс-массы Opal Effect White, Opal Effect Blue, Occlusal Dentin Orange и Mamelon Light предназначены для придания эффекта, свойственного естественным зубам.

26.95 €



Profi Zirkon Gingiva 20g
Десневая масса Profi Line Gingiva предназначена для имитации десневой ткани.

26.90 €



Profi Zirkon Correctur 20g
Корректировочная масса предназначена для проведения небольших корректировок, таких как контактные пункты, опора промежуточной части, припасовка плеча.

24.75 €



Profi Zirkon Shade 3g

Красители Shade предназначены для коррекции цвета обожженной керамической реставрации, а так же для смешивания с другими керамическими массами для получения индивидуального цвета. Выпускаются в цветах Group A, Group B, Group C и Group D.

26.10 €



Profi Zirkon Stains 3g

Применяются для имитации естественных особенностей зубов. Поставляются в тринадцать различных цветах: deep, white, crackliner, yellow, light yellow, khaki, olive, orange, mahogany, grey, red, blue, maroon.

26.10 €



Profi Zirkon Modelling liquid 50ml

Моделировочная жидкость предназначена для разведения порошковых масс.

14.36 €



Profi Zirkon Margin modelling liquid 50ml

Специальная моделировочная жидкость для плечевых масс.

14.36 €



Profi Zirkon Glazing-staining liquid 25ml

Применяется для изменения консистенции глазуровочной пасты Profi Zirkon Glazing Paste, а так же для замешивания красителей.

14.85 €





(заготовки для прессования)

Наименование	Цена розничная в евро, НДС включен
Заготовка Dentin-Transpa 5×2g	52,3
Заготовка Enamel 5×2g	52,3
Заготовка Оpaque 5×2g	53,1
Заготовка Bleach 5×2g	54,15
Заготовка Transpa 5×2g	53,1
Заготовка Dentin-Transpa 4×5g	103.1
Заготовка Enamel (E1-E4) 4×5g	102.5



(заготовки для напрессовывания на металлический каркас)

Наименование	Цена розничная в евро, НДС включен
Заготовка Profi OnPress 5×2g	53,05
Заготовка Profi OnPress 4×5g	104.10



(заготовки для напрессовывания на каркас из циркона)

Наименование	Цена розничная в евро, НДС включен
Заготовка Profi Zpress 5×2g	53,45
Заготовка Profi Zpress 4×5g	105.4



Заготовки для изготовления одиночных коронок, вкладок, виниров, onlay, overlay, как техникой окрашивания, так и техникой наслоения (полного или частичного).

Profi Press Dentin-Transpa

Полупрозрачные заготовки выпускаются в цветах A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D2, D3.

Применяются для изготовления вкладок, накладок, виниров, фронтальных и жевательных коронок. Подходят как для метода окрашивания, так и для полного или частичного наслоения.

Выпускаются в двух размерах:

- 5 x 2 g
- 4 x 5 g.

5 x 2g 52.30 €

4 x 5g 103.10 €



Profi Press Enamel

Прозрачные заготовки выпускаются в цветах E1, E2, E3, E4 (таблицу соответствия смотрите в инструкции) + заготовки для индивидуальных работ в цветах E11, E12, E13, E14. Применяются для изготовления вкладок, накладок, виниров и коронок методом окрашивания. Метод частичного или полного наслоения также возможен.

Заготовки E1-E4 выпускаются в двух размерах:

- 5 x 2 g
- 4 x 5 g.

5 x 2g 52.30 €

4 x 5g 102.50 €



Profi Press Opaque

Мутные заготовки выпускаются в трех цветах OP1, OP2 и OP3. Применяются для тех случаев, где требуется перекрыть металлическую культю, металлический штифт или измененный в цвете зуб.

Выпускаются в одном размере:

- 5 x 2 g

53.10 €



Profi Press Bleach

Мутная белесая заготовка для отбеленных зубов.

Выпускаются в одном размере:

- 5 x 2 g

54.15 €



Profi Press Transpa

Сильнопрозрачная заготовка для изготовления вкладок и виниров методом окрашивания (наслоение также возможно)

Выпускаются в одном размере:

- 5 x 2 g

53.10 €



Заготовки для напрессовывания на металлический каркас. Выпускаются в семи цветах 1-7 и двух размерах:

- 5 x 2 g
- 4 x 5 g.

5 x 2g

53.05 €

4 x 5g

104.10 €



Заготовки для напрессовывания на циркониевый каркас. Выпускаются в семи цветах 1-7 и двух размерах:

- 5 x 2 g
- 4 x 5 g.

5 x 2g

54.45 €

4 x 5g

105.40 €



Принадлежности Press

Наименование	Цена розничная в евро, НДС включен
Silicone ring 100 g. (Силиконовое кольцо)	27,2
Silicone ring 200 g. (Силиконовое кольцо)	41
Silicone ring 300 g. (Силиконовое кольцо)	61,1
Muffel system 100 g. (Муфельная система)	32,15
Muffel system 200 g. (Муфельная система)	36,2
Muffel system 300 g. (Муфельная система)	52,1
Alux plunger (Многоразовый плунжер)	25,1
Brennwatte (Вата керамическая)	20,1
One-way big plunger (Одноразовый плунжер для заготовок 5 g.)	5,1