



Ортодонтические инструменты



Щипцы контурные для изгибания проволоки

Предназначены для коррекции формы проволочных дуг сечением до .028

Ref. H-138



Щипцы Нанса для формирования петель

Щечки имеют рабочие части различного размера для точного изгибания закрывающих петель различного диаметра до .028

Ref. H-108



Щипцы О'Брайана для формирования петель

Для формирования закрывающих и Омега-петель. Вогнутая рифленая поверхность для предотвращения скольжения проволоки

Ref. H-102



Щипцы Твида для формирования петель

Для изготовления круглых и овальных закрывающих петель на прямоугольной дуге до .022 x .028. Щипцы идеально подходят для формирования спиралевидных петель и внутриротовых изгибов

Ref. H-105



Щипцы

клювовидные

Для нанесения изгибов на дуги и формирования петель на проволоке до .016

Ref. H-104



Щипцы Адерера, средние

Рабочая часть представляет собой три выступа. Предназначен для изгибов на дугах до .036

Ref. H-113



Щипцы

клювовидные универсальные

Универсальные щипцы для любого типа проволоки диаметром до .028

Ref. H-104A



Щипцы Энгля, клювовидные


Для нанесения изгибов на дуги и формирования петель. Клювовидная конструкция щипцов для любого типа проволоки диаметром до .028

Ref. H-101



Щипцы Хау прямые

Рёбристые рабочие области для лучшего удержания проволоки. Для круглой, квадратной и прямоугольной проволоки до .022 x .028




Ref. H-205



Щипцы Хау с укороченными щечками

Угол наклона щечек 45°
Имеют зубчатые края для максимального удержания



Ref. H-153



Щипцы Вайнгарта универсальные

Используются для установки и снятия ортодонтических дуг. рифленные щечки удерживают дугу под рабочим углом. В рабочих поверхностях твердосплавные вставки

**TUNGSTEN
CARBIDE**

Ref. H-154



Щипцы Вайнгарта удлиненные

Подходят для круглой, квадратной и прямоугольной проволоки до .022 x .028
Рабочая часть расположена под углом 45° к ручке.

Ref. H-154A



Щипцы Джарабака для изгибания

Для круглой, квадратной и прямоугольной проволоки сечением до .020. Идеально подходят для изгиба тонких дуг и формирования закрывающих петель. На щечках имеются насечки.

Ref. H-129



Щипцы для V-образных стопоров

Формируют точный V-образный изгиб. Подходят для стальной и титановой проволоки диаметром до .020

Ref. H-121



Щипцы Адамса

Удобные и прочные щипцы для жесткой проволоки диаметром до .030

Ref. H-115



Щипцы для изгибания проволоки

Удлиненная конструкция по сравнению с H-115 обеспечивает более строгий контроль и большую силу для проволоки диаметром до .035

Ref. H-115A



**TUNGSTEN
CARBIDE**

Щипцы Де Ла Роса

С тремя канавками для проволоки диаметром .016, .018, .022

Ref. H-111



Щипцы Де Ла Роса

Гладкая внутренняя поверхность позволяет контурировать и формировать дуги. Формирует изгиб без торка. Диаметр проволоки до .022 x .025

Ref. H-112



Щипцы для изгиба проволоки

Гладкая внутренняя поверхность позволяет контурировать и формировать дуги. Формирует изгиб без торка. Диаметр проволоки до .022 x .025

Ref. H-114



Конструкция меньше, чем у щипцов Де Ла Роса

Щипцы Твида

Идеально подходят для формирования изгибов и торка на проволоках круглого и прямоугольного сечений диаметром до .022 x .028, при этом не повреждают дугу

Ref. H-109



Щипцы для снятия брекетов и клея

Щипцы специально разработаны для легкого атравматичного снятия брекетов, а также для удаления излишков адгезива, остающихся на зубах после снятия брекетов.

Ref. H-203



Щипцы для снятия брекетов прямые

Легко захватывают и снимают брекет. Конструкция со сменными щечками

Ref. H-201



Щипцы для снятия брекетов

Щипцы специально разработаны для легкого и атравматичного снятия брекетов. Рабочие части изогнуты под углом для более удобного доступа как во фронтальном, так и в боковых участках зубного ряда.

Ref. H-206



Обжимные щипцы

Угловые щипцы для точного размещения проволочных петель и дуг

Ref. H-123



**Щипцы для
формирования
уступов**
малые: .020

Ref. H-126



**Щипцы для
формирования
уступов**
средние: .030

Ref. H-127




**Щипцы для
формирования
уступов**
большие: .040

Ref. H-125



Позволяют наносить изгибы на дугу, не вынимая ее из полости рта. Двусторонняя рабочая часть позволяет выполнять противоположные по направлению уступы. Щечки расположены под прямым углом к ручкам.




Торк-щипцы
Позволяют сделать
точный торк для
каждого зуба
индивидуально

Ref. H-134



Торк-ключ
Для жесткой
проволоки
до .028

Ref. H-134A



**Щипцы для
зажимания
ортодонтических
колец**

Ref. H-122




**Лигатурные
кусачки**

Подходят для
откусывания лигатуры

Ref. H-139






Дистальные кусачки для толстой дуги

Кусачки с твердосплавными вставками и безопасным держателем, удерживают обрезанный конец проволоки. Перекусывают проволоку диаметром от .020 до .028 не повреждая ее.

Ref. H-211



**TUNGESTEN
CARBIDE**



Дистальные кусачки для тонкой дуги

Предназначены для безопасного удержания дуги. Откусывают дугу от .012 до .020. Имеют удлиненные ручки и твердосплавные вставки на рабочих областях.

Ref. H-220



**TUNGESTEN
CARBIDE**

Кусачки для мягкой проволоки

Предназначены для перекусывания мягкой проволоки диаметром до .020.

Имеют специальные твердосплавные вставки на рабочих областях.

Ref. H-217



**TUNGESTEN
CARBIDE**

Кусачки для жесткой проволоки

Перекусывают проволоку диаметром до .028.

Предназначены для проволоки круглого и прямоугольного сечений и для плетеной проволоки.

Ref. H-219



**TUNGESTEN
CARBIDE**

Кусачки для
проволоки
0.8 мм

Ref. H-31-44



**TUNGSTEN
CARBIDE**

Кусачки для
проволоки
1.2 мм

Ref. H-31-48



**TUNGSTEN
CARBIDE**

Инструменты с тангстен-карбидовыми вставками

Кусачки для проволоки
(мини)
от 0.3 до 0.5 мм

Ref. H-31-43A




**TUNGSTEN
CARBIDE**

Кусачки для
проволоки
0.5 мм

Ref. H-31-43



**TUNGSTEN
CARBIDE**



**Кусачки для
проволоки**
Диаметр 0.5 мм

Ref. H-31-45B




**TUNGSTEN
CARBIDE**

Инструмент с
тангстен-карбидовой
вставкой

**Щипцы для изгибания
проволоки**
Диаметр проволоки от
0.7 до 1.0 мм

Ref. H-32-33



Щипцы Адерера
Для жесткой проволоки
диаметром 0.9 мм

Ref. H-32-19A



**Щипцы Адерера
(мини)**
Для жесткой проволоки
диаметром 0.7 мм

Ref. H-32-19B



Щипцы для
изгибания проволоки
с тонким носиком

Ref. H-32-5



Поверхность
зубчатая

Щипцы для
изгибания проволоки
с тонким носиком


Ref. H-32-6



Поверхность
гладкая


Щипцы Рейнолда
для изгибания
проволоки

Ref. H-32-27



Щипцы с плоским
носиком
13.5 см


Ref. H-32-7



Поверхность
гладкая и с
бороздками


**Крампоны с
тонким кончиком
16 см**
Изгиб до 0,9мм,
откусывание до 0,7мм

Ref. H-32-38A




**Крампоны с
тонким кончиком
16 см**
Изгиб до 0,9мм,
откусывание до 0,7мм

Ref. H-32-39A



**Крампоны с
тонким кончиком
(мини)**
Изгиб до 0,9мм,
откусывание до 0,7мм

Ref. H-32-39B



**Кусачки для очень
тонкой проволоки**

Ref. H-14-10



Иглодержатель
прямой

Ref. H-20-22A



Иглодержатель

Ref. H-305MTC



Иглодержатель
Матье
С зубчиками для
удержания упругих
модулей и лигатуры

Ref. H-307C



Иглодержатель
Матье
С отверстием

Ref. H-307A



Зажим прямой
12.5 см

Ref. H-20-1



Зажим изогнутый
12.5 см

Ref. H-20-2



**Ножницы для
проволоки**
угловые

Ref. H-19-22



**Ножницы для
лигатуры и колец**

Ref. H-19-20



Бандсеттер
(инструмент для
постановки колец)

Ref. H-335



Досаживатель колец
(цветные накусочные
автоклавируемые палочки)

Ref. H-336



**Щипцы для
установки
сепараторов**

Ref. H-304



**Щипцы для
установки
сепараторов**

Ref. H-303



Щипцы Шварца
для сгибания жесткой
проволоки диаметром
0.7 мм

Ref. H-32-30A




Щипцы Шварца
для сгибания жесткой
проволоки диаметром
0.7 мм

Ref. H-32-32A



Подставка для щипцов

Ref. H-100



**Родиевое зеркало для
фотографирования**
для окклюзии, малое

Ref. H-23-23



**Родиевое зеркало для
фотографирования**
для окклюзии, большое

Ref. H-23-22



**Родиевое зеркало для
фотографирования**
язычное

Ref. H-23-21



**Родиевое зеркало для
фотографирования**
щечное

Ref. H-23-20



Обратный пинцет
лингвальный изогнутый

Ref. H-302



Обратный пинцет

Ref. H-321



Обратный пинцет
для позиционирования
щечных трубок

Ref. H-322A



Обратный пинцет
с позиционером

Ref. H-322C



Обратный пинцет

Ref. H-301



Обратный пинцет

Ref. H-301A



Обратный пинцет

Ref. H-301C



Пинцет
стоматологический
с зажимом College

15 cm

Ref. H-22-4



Обратный пинцет с
позиционером

Ref. H-322



Обратный пинцет

Ref. H-321A



Инструменты
двусторонний
скалер/пушер

Ref. H-314



Облегченный
вариант с полыми
ручками

Ref. H-314Z

Позиционер для
брекетов

Используется для
измерения высоты от
резцового края для
облегчения
расположения брекета.
Указывает размеры 3.5
мм, 4 мм, 4.5 мм и 5 мм

Ref. H-316





Слепочные ложки

Стандартные размеры

Größe/Size	Ref-No.	Größe/Size	Ref-No.
UK-1 XL	33-11	OK-1 XL	33-16
UK-2 L	33-12	OK-2 L	33-17
UK-3 M	33-13	OK-3 M	33-18
UK-4 S	33-14	OK-4 S	33-19
UK-5 XS	33-15	OK-5 XS	33-20
UK-06 XXS	33-35	OK-6 XXS	33-40



OK Ref. 33-59

UK Ref. 33-60



24 штуки в упаковке

6 цветов

(красный, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, белый)

Ref. 33-001

