



W o r l d L e a d e r i n S p h e r i c a l A t t a c h m e n t s

# КАТАЛОГ

Для стоматологов и зубных техников



w w w . r h e i n 8 3 . c o m



## ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 092ECQ

### OT EQUATOR ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ПАТРИЦЫ "полу сферы" ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОЛПАЧКОВ
- 4 РАЗНЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА  
(2 РОЗОВЫХ МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ, 2 ПРОЗРАЧНЫХ СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ)

## ИМПЛАНТАТЫ



Код. 130

### OT EQUATOR ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 АТТАЧМЕН ИЗ ТИТАНА + TiN
- 1 ТИТАНОВЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОЛПАЧКОВ, ФИОЛЕТОВЫЙ
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА  
(1 ЖЕЛТЫЙ ЭКСТРА МЯГКИЙ, 1 РОЗОВЫЙ МЯГКИЙ, 1 БЕЛЫЙ СТАНДАРТНЫЙ, 1 ФИОЛЕТОВЫЙ ЖЕСТКИЙ)



Код. 030

- 1 ТИТАНОВЫЙ МОНКОН "OT EQUATOR"

## БАЛКИ



Код. 160EQB

### OT EQUATOR С РЕЗЬБОЙ С ВТУЛКОЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 EQUATOR С РЕЗЬБОЙ для титановой втулки (резьба 1.6mm)
- 2 ВТУЛКИ С РЕЗЬБОЙ (резьба 1.6mm)
- 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ КОЛПАЧКОВ
- 2 ДИСТАНЦИАТОРА ИЗ СТАЛИ ( для резьбовых втулок)
- 8 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ  
(2 ЖЕЛТЫХ ЭКСТРА МЯГКИХ, 2 РОЗОВЫХ МЯГКИХ, 2 БЕЛЫХ СТАНДАРТНЫХ, 2 ФИОЛЕТОВЫХ ЖЕСТКИХ)

## ELASTIC SEEGER ПАССИВНОЕ СОЕДИНЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ ПУТЁМ БАЛОК



Код. 158ESA

### ELASTIC SEEGER

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ЦИЛИНДР ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ - КОНТЕЙНЕР ДЛЯ SEEGER
- 1 САМОУДАЛЯЮЩЕЕСЯ КОЛЬЦО SEEGER ДЛЯ EQUATOR
- 1 ТИТАНОВЫЙ ВИНТ ДЛЯ САМОУДАЛЯЮЩЕГОСЯ КОЛЬЦА SEEGER

## АССОРТИМЕНТ КОЛПАЧКОВ



Код. 192ECE

### АССОРТИМЕНТ КОЛПАЧКОВ

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ТИТАНОВЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОЛПАЧКОВ, ФИОЛЕТОВЫЙ
- 1 КОЛПАЧОК ЧЕРНЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА (1 ЖЕЛТЫЙ ЭКСТРА МЯГКИЙ, 1 РОЗОВЫЙ МЯГКИЙ, 1 БЕЛЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ, 1 ФИОЛЕТОВЫЙ ЖЕСТКИЙ)
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК

## НАБОР SMART BOX АВТОПАРАЛЛЕЛИЗУЕМЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ OT EQUATOR



Код. 335SBC

### НАБОР SMART BOX

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 КОНТЕЙНЕР SMART BOX С ЧЕРНЫМ КОЛПАЧКОМ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 1 ЗАЩИТНЫЙ РОЗОВЫЙ ДИСК
- 4 РАЗНЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА  
(1 ЖЕЛТЫЙ ЭКСТРА МЯГКИЙ, 1 РОЗОВЫЙ МЯГКИЙ, 1 БЕЛЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ, 1 ФИОЛЕТОВЫЙ ЖЕСТКИЙ)

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



<b>Код. 151SS</b>	• 2 ПАТРИЦЫ "ОТ EQUATOR" ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
<b>Код. 140CEV</b>	• 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА – ФИОЛЕТОВЫХ ЖЕСТКОЙ РЕТЕНЦИИ 2700грам.
<b>Код. 140CET</b>	• 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА – БЕЛЫХ ПРОЗРАЧНЫХ СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ 1800грам.
<b>Код. 140CER</b>	• 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА – РОЗОВЫХ МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ 1200грам.
<b>Код. 140CEG</b>	• 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА - ЖЕЛТЫХ ОЧЕНЬ МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ 600грам.
<b>Код. 140CEN</b>	• 4 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА <i>(ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)</i>
<b>Код. 141CAE</b>	• 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ КОЛПАЧКОВ
<b>Код. 141CTE</b>	• 2 ТИТАНОВЫХ АНОДИРОВАННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ КОЛПАЧКОВ, ФИОЛЕТОВЫЕ
<b>Код. 330SBE</b>	• 1 КОНТЕЙНЕР SMART BOX С ЧЕРНЫМ КОЛПАЧКОМ
<b>Код. 335CSB</b>	• 4 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА SMART BOX <i>(ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)</i>
<b>Код. 039SFE2</b>	• 1 EQUATOR С РЕЗЬБОЙ 2мм (СТАНДАРТНАЯ РЕЗЬБА)
<b>Код. 339SFE</b>	• 1 EQUATOR С РЕЗЬБОЙ 1,6mm (ДЛЯ ТИТАНОВОЙ ВТУЛКИ)
<b>Код. 239GSF</b>	• 1 ТИТАНОВАЯ ВТУЛКА (РЕЗЬБА 1.6 mm)
<b>Код. 339SSE</b>	• 1 ДИСТАНЦИАТОР ДЛЯ ВТУЛКИ ОТ EQUATOR
<b>Код. 158VAE</b>	• 1 ТИТАНОВЫЙ ВИНТ ДЛЯ САМОУДАЛЯЮЩЕГОСЯ КОЛЬЦА SEEGER
<b>Код. 158SAE</b>	• 1 САМОУДАЛЯЮЩЕЕСЯ КОЛЬЦО SEEGER ДЛЯ ОТ EQUATOR
<b>Код. 158CCE</b>	• 1 ЦИЛИНДР ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ВЫСОТА 2.5мм (ДЛЯ SEEGER)
<b>Код. 158CCE</b>	• 1 ЦИЛИНДР ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ВЫСОКИЙ ВЫСОТА 3.5мм (ДЛЯ SEEGER)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



<b>Код. 144TTE</b>	• 1 ТРАНСФЕР ОТ EQUATOR ИЗ ТИТАНА + ТИТАНОВЫЙ ВИНТ
<b>Код. 144MTE</b>	• 2 СЛЕПОЧНЫХ ТРАНСФЕРА <i>ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОТТИСКОВ</i>
<b>Код. 044CAIN</b>	• 2 СЛЕПОЧНЫХ ТРАНСФЕРА ОТ EQUATOR - ОТ CAP НОРМО <i>ДЛЯ ОТТИСКА НЕПРЯМЫМ МЕТОДОМ С ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ КОЛПАЧКАМИ</i>
<b>Код. 144AE</b>	• 2 ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛОГА

## ИНСТРУМЕНТЫ



<b>Код. 74AC01</b>	• 1 КЛЮЧ К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ НОРМО
<b>Код. 774CNE</b>	• 1 КВАДРАТНЫЙ КЛЮЧ ОТ EQUATOR + HOLDER для завинчивания От Equator <i>(КВАДРАТНЫЙ 1.25мм) (ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ДИНАМОМИТРИЧЕСКОЙ ТРИЩОТКОЙ)</i>
<b>Код. 774HC</b>	• 1 HOLDER ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ
<b>Код. 760CE</b>	• 1 КОННЕКТОР С КВАДРАТНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДЛЯ ДИНАМОМИТРИЧЕСКОГО ДЕРЖАТЕЛЯ <i>(сечение 1,25mm)</i>
<b>Код. 485IC</b>	• 1 КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ/ЭКСТРАКЦИИ КОЛПАЧКОВ НОРМО, МИКРО И ОТ EQUATOR <i>(В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНТЕЙНЕРАХ И ВО РТУ У ПАЦИЕНТА)</i>
<b>Код. 185SIS</b>	• 1 ШТОК ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОПОРНОГО КОЛЬЦА SEEGER
<b>Код. 491EC</b>	• 1 МНОГОЦЕЛЕВОЙ ЭКСТРАКТОР КОЛПАЧКОВ <i>(С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ШТОКОВ)</i>
<b>Код. 760CRD</b>	• 1 ДИНАМОМИТРИЧЕСКАЯ ТРЕЩОТКА для От Equator-Spheroblock /flex: НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 11 ДО 35Ncm-МАКС 50Ncm, РЕКОМЕНДУЕМАЯ 25Ncm

## OT UNILATERAL

АТТАЧМЕН КОМБИНИРОВАННОЙ РЕТЕНЦИИ ДЛЯ ОДНОСТОРОННИХ ПРОТЕЗОВ



Код. 098UNL

### OT UNILATERAL + КОННЕКТОР

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 АТТАЧМЕН ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ С КОМБИНИРОВАННЫМИ СФЕРАМИ
- 1 UNI-ВОХ - ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 ПЛАСТМАССОВЫЙ КЛЮЧ-ПОЗИЦИОНЕР МИКРО
- 1 КОЛПАЧОК МИКРО РОЗОВЫЙ
- 1 КОЛПАЧОК STRATEGY ЖЕЛТЫЙ (для дублирования)
- 1 КОЛПАЧОК МИКРО - ЧЕРНЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 1 КОЛПАЧОК STRATEGY ЧЕРНЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 1 КОННЕКТОР



Код. 156BCU

- 1 АТТАЧМЕН ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ С КОМБИНИРОВАННЫМИ СФЕРАМИ



Код. 156CCU

- 1 UNI-ВОХ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

## OT CAP TESNO



НОРМО

Код. 093СТН

### OT CAP TESNO НОРМО/МИКРО

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 УГЛОВЫХ УДЛИНИТЕЛЯ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ С РЕЗЬБОЙ ИЗ ТИТАНА + TiN
- 2 РЕЗЬБОВЫЕ ВТУЛКИ ИЗ ТИТАНА
- 2 ПРОЗРАЧНЫХ КОЛПАЧКА НОРМО/МИКРО
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА НОРМО/МИКРО
- 2 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКА НОРМО/МИКРО



МИКРО

Код. 093СТМ



Код. 193BCA

- 2 УГЛОВЫХ УДЛИНИТЕЛЯ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

## ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ С РЕЗЬБОЙ

С ВТУЛКОЙ ДЛЯ ВКЛЕИВАНИЯ НОРМО - МИКРО



Код. 139KSFN

### НАБОР СФЕРА С РЕЗЬБОЙ НОРМО + TiN ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ТИТАНОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ (ШЕСТИУГОЛЬНИК мм. 1.3 РЕЗЬБА мм. 1.6 мелкая)
- 2 ТИТАНОВЫЕ ВТУЛКИ С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ВКЛЕИВАНИЯ
- 2 ДИСТАНЦИАТОРА ДЛЯ ВТУЛОК (сфера Нормо) из СТАЛИ



Код. 139KSFM

### НАБОР СФЕРА С РЕЗЬБОЙ МИКРО + TiN ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ТИТАНОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ (ШЕСТИУГОЛЬНИК мм. 0,9 РЕЗЬБА мм. 1.6 мелкая)
- 2 ТИТАНОВЫЕ ВТУЛКИ С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ВКЛЕИВАНИЯ
- 2 ДИСТАНЦИАТОРА ДЛЯ ВТУЛОК (сфера Микро) из СТАЛИ

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Код. 239SFN

- 1 СФЕРА С РЕЗЬБОЙ НОРМО + TiN ШЕСТИУГОЛЬНИК мм.1.3 РЕЗЬБА мм1.6 мелкая

Код. 239SFM

- 1 СФЕРА С РЕЗЬБОЙ МИКРО + TiN ШЕСТИУГОЛЬНИК мм.0.9 РЕЗЬБА мм1.6 мелкая

Код. 239GSF

- 1 ВТУЛКА С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ВКЛЕИВАНИЯ Для Нормо и Микро мм1.6 мелкая резьба



Код. 239SSN

- 1 ДИСТАНЦИАТОР ДЛЯ ВТУЛКИ СО СФЕРОЙ НОРМО



Код. 239SSM

- 1 ДИСТАНЦИАТОР ДЛЯ ВТУЛКИ СО СФЕРОЙ МИКРО



Код. 039SFN2

- 1 ОДИНАРНАЯ СФЕРА С РЕЗЬБОЙ НОРМО + TiN ШЕСТИУГОЛЬНИК 1.3мм РЕЗЬБА 2.0мм



Код. 039SFM2

- 1 ОДИНАРНАЯ СФЕРА С РЕЗЬБОЙ МИКРО + TiN ШЕСТИУГОЛЬНИК 0.9мм РЕЗЬБА 2.0мм



Код. 760CBR

- 1 КЛЮЧ-ШЕСТИГРАННИК (для одинарных сфер с резьбой нормо) ШЕСТИУГОЛЬНИК 1.3мм



Код. 772CSF

- 1 КЛЮЧ-ШЕСТИГРАННИК (для одинарных сфер с резьбой микро) ШЕСТИУГОЛЬНИК 0.9мм

## ОТ CAP

### СЛЕПОЧНЫЕ ТРАНСФЕРЫ



Код. 044CAIN

- 2 СЛЕПОЧНЫХ ТРАНСФЕРА ОТ EQUATOR - ОТ CAP НОРМО Ø 2,5mm для оттиска непрямым методом с взаимозаменяемым колпачком

Код. 044CAI22

- 2 СЛЕПОЧНЫХ ТРАНСФЕРА ДЛЯ СФЕР Ø 2,2mm для оттиска непрямым методом с взаимозаменяемым колпачком

Код. 044CAIM

- 2 СЛЕПОЧНЫХ ТРАНСФЕРА ДЛЯ ОТ CAP МИКРО Ø 1,8mm для оттиска непрямым методом с взаимозаменяемым колпачком

## АТТАЧМЕНТЫ ОТ CAP И ОТ VOX - ОТ STRATEGY - ОТ BAR ОТ VERTICAL - ОТ ТЕСНО – ТИТАНОВЫЕ ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ

### ПОЛНЫЙ ПРОМО-НАБОР ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ



Код. 005SKLUS

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

##### ОТ CAP – СИСТЕМУ ОТ VOX

- 16 РАЗНЫХ ШТИФТОВ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 4 СФЕРЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 2 ТИТАНОВЫЕ ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ НОРМО/МИКРО + НАПРАВЛЯЮЩИЕ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ + ПРОЗРАЧНЫЕ КЛЮЧИ
- 4 БАЛКИ ОТ CAP ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 2 БАЛКИ ТЕСНО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 4 БАЛКИ ОТ VOX CLASSIC ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ (ВЕРХНЯЯ + НИЖНЯЯ) НОРМО/МИКРО
- 2 БАЛКИ ОТ VOX SPECIAL ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО

- 6 КОННЕКТОРОВ ОТ VOX ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 КОНТЕЙНЕРА ОТ VOX MONO ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 4 КОЛЬЦА-ПОЗИЦИОНЕРА НОРМО/МИКРО
- 16 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ ОТ CAP НОРМО/МИКРО БЕЛЫЕ - СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ, РОЗОВЫЕ – МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ, ЖЕЛТЫЕ ЭКСТРА МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ, ЗЕЛЕННЫЕ ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНОЙ РЕТЕНЦИИ
- 4 ТИТАН CAP ТИТАНОВЫХ КОЛПАЧКА НОРМО/МИКРО
- 4 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОРМО/МИКРО
- 8 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА НОРМО/МИКРО
- 4 ШТИФТА/ТРАНСФЕРА ДЛЯ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ НОРМО/МИКРО
- 4 АЛЮМИНИЕВЫХ ДИСТАНЦИАТОРА ДЛЯ ОТ CAP НОРМО/МИКРО
- 4 ЗАЩИТНЫХ ДИСКА

##### ОТ STRATEGY

- 4 ПАТРИЦЫ ОТ STRATEGY (2 СТАНДАРТНЫХ И 2 ДЛИННЫХ)
- 2 STEADY ОТ STRATEGY ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 6 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ : 2 БЕЛЫХ стандартной ретенции - 2 РОЗОВЫХ мягкой ретенции - 2 ЖЕЛТЫХ экстра мягкой ретенции
- 2 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА ОТ STRATEGY ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРИИ
- 2 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА STRATEGY
- 2 ПЛАСТМАССОВЫХ КОЛЬЦА ПОЗИЦИОНЕРА STRATEGY
- 6 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ для ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ: 2 БЕЛЫХ стандартной ретенции - 2 РОЗОВЫХ мягкой ретенции - 2 ЖЕЛТЫХ экстра мягкой ретенции
- 2 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА ОТ STRATEGY для ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРИИ
- 2 ШТИФТА/ТРАНСФЕРА ДЛЯ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОТ STRATEGY

##### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОТ BAR

- 2 БАЛКИ ОТ BAR MULTIUSE ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 ДЕСЕНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
- 2 ПОЗИЦИОННЫХ ЗАЖИМА А
- 2 ПОЗИЦИОННЫХ ЗАЖИМА В
- 4 КОНТЕЙНЕРА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ОТ BAR MULTIUSE
- 6 ЗАЖИМОВ ОТ BAR MULTIUSE РОЗОВЫЕ, МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ, ЖЕЛТЫЕ СРЕДНЕЙ РЕТЕНЦИИ И 2 КРАСНЫХ ОЧЕНЬ МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ

##### ОТ VERTICAL

- 2 ПАТРИЦЫ ОТ VERTICAL ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 STEADY ОТ VERTICAL ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 ЗАЖИМА ОТ VERTICAL 2 БЕЛЫХ - СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ 2 ЗЕЛЕННЫХ, МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ
- 2 КЛЮЧА ОТ VERTICAL ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 КЕРАМИЧЕСКИЕ БАЛКИ

- 1 ПИНЦЕТ
- 2 ИНСТРУМЕНТА РИМЕР для ПРОВЕРКИ РЕТЕНЦИИ КОЛПАЧКОВ НОРМО/МИКРО
- 1 ИНСТРУМЕНТ РИМЕР для ПРОВЕРКИ РЕТЕНЦИИ КОЛПАЧКОВ ОТ STRATEGY
- 2 КЛЮЧА К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ НОРМО/МИКРО
- 1 КЛЮЧ К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ для ОТ STRATEGY
- 2 КЛЮЧА ТЕСНО НОРМО/МИКРО
- 1 КЛЮЧ для ОТ BAR MULTIUSE
- 1 СИНИЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ" ИНСТРУМЕНТ (для установки колпачков в контейнерах и во рту)
- 1 ОТ CAP ИНСТРУМЕНТ для УСТАНОВКИ НОРМО/МИКРО
- 1 ОТ STRATEGY ИНСТРУМЕНТ для УСТАНОВКИ
- 1 ОТ BAR ИНСТРУМЕНТ для УСТАНОВКИ
- 1 ОТ VERTICAL ИНСТРУМЕНТ для УСТАНОВКИ

# АТТАЧМЕНЫ ОТ CAP & ОТ BOX - ОТ STRATEGY - ОТ BAR ОТ VERTICAL - ОТ UNILATERAL - ОТ EQUATOR

ВВОДНАЯ УПАКОВКА ЛАБОРАТОРНАЯ «BASIC»



Код. 005SKLBUS

## КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

### ОТ CAP - СИСТЕМУ ОТ BOX

- 16 ШТИФТОВ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 8 СФЕР ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 2 БАЛКИ ОТ CAP ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 2 БАЛКИ ОТ BOX ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ CLASSIC (верхняя и нижняя) НОРМО/МИКРО
- 2 БАЛКИ ОТ BOX SPECIAL ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 6 КОННЕКТОРОВ ОТ BOX ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 КОНТЕЙНЕРА ОТ BOX MONO ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 8 КОЛЕЦ-ПОЗИЦИОНЕРОВ НОРМО/МИКРО
- 13 КОЛПАЧКОВ ОТ CAP НОРМО/МИКРО РОЗОВЫЕ мягкая рет., ЖЕЛТЫЕ экстра мягкая рет.
- 13 ЧЕРНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО/МИКРО
- 4 КОНТЕЙНЕРОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НОРМО/ МИКРО

### ОТ STRATEGY

- 4 ПАТРИЦЫ ОТ SRATEGY (2 стандартные, 2 удлиненные)
- 2 STEADY ОТ SRATEGY ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 КОЛПАЧКА ОТ SRATEGY ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: РОЗОВЫЕ мягкая рет
- 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SRATEGY
- 2 КОЛЬЦА-ПОЗИЦИОНЕРА ИЗ ПЛАСТМАССЫ SRATEGY
- 3 КОЛПАЧКА ОТ STRATEGY для ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ:
- 2 РОЗ.мягкой ретенции - 1 ЖЕЛ.экстра-мягкой ретенции
- 4 ЧЕРНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ КОЛПАЧКОВ (для контейнеров и для дублирующей техники)

### ОТ EQUATOR

- 2 ПАТРИЦЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОЛПАЧКОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА (2 мягких, 2 стандартных)
- 2 ЧЕРНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ КОЛПАЧКОВ

### ОТ UNILATERAL

- 1 АТТАЧМЕН ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ С КОМБИНИРОВАННЫМИ СФЕРАМИ
- 1 UNI-BOX ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 КОЛЬЦО-ПОЗИЦИОНЕР МИКРО
- 2 КОЛПАЧКА ОТ CAP МИКРО: 1 розовый, 1 черный лабораторный
- 2 КОЛПАЧКА ОТ SRATEGY (для дублирующей техники): 1 розовый, 1 черный лабораторный
- 1 КОННЕКТОР

### ОТ BAR MULTIUSE

- 1 БАЛКА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 ДЕСЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ
- 4 ЗАЖИМА ПОЗИЦИОНЕРА (A-B)
- 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 6 ЗАЖИМОВ- 2 РОЗОВЫХ мягких, 2 ЖЕЛТЫХ средних и 2 КРАСНЫХ очень мягких


### ОТ VERTICAL

- 2 ПАТРИЦЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 STEADY
- 4 ЗАЖИМА - 2 БЕЛЫХ стандартных, 2 ЗЕЛЕННЫХ мягких
- 2 КЛЮЧА К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ + ВИЛКА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 БАЛКИ ИЗ КЕРАМИКИ

## ИНСТРУМЕНТЫ

- 1 ПИНЦЕТ
- 2 КЛЮЧА К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ ОТ CAP НОРМО/МИКРО
- 1 КЛЮЧ К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ ОТ STRATEGY
- 1 КЛЮЧ К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ ОТ BAR MULTIUSE
- 1 КЛЮЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗ СИНЕЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 ШТОК ДЛЯ УСТАНОВКИ ОТ CAP НОРМО - МИКРО
- 1 ШТОК ДЛЯ УСТАНОВКИ ОТ STRATEGY
- 1 ШТОК ДЛЯ УСТАНОВКИ ОТ BAR MULTIUSE
- 1 ШТОК ДЛЯ УСТАНОВКИ ОТ VERTICAL

## АТТАЧМЕНЫ СИСТЕМЫ ОТ CAP



Код. 038STF  
НОРМО

### ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ FLEX НОРМО ИЗ ТИТАНА для ЛАЗЕРНОЙ ПАЙКИ ИЛИ ПРИКЛЕИВАНИЯ

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ ИЗ ТИТАНА
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА- МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ
- 1 ДЕРЖАТЕЛЬ СФЕРЫ
- 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ БАЗЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 038STN  
НОРМО

### ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ ИЗ ТИТАНА НОРМО для ЛАЗЕРНОЙ ПАЙКИ ИЛИ ПРИКЛЕИВАНИЯ

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ ИЗ ТИТАНА
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА- МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ
- 1 ДЕРЖАТЕЛЬ СФЕРЫ
- 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ БАЗЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 038STM  
МИКРО

### ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ ИЗ ТИТАНА МИКРО для ЛАЗЕРНОЙ ПАЙКИ ИЛИ ПРИКЛЕИВАНИЯ

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ ИЗ ТИТАНА
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА- МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ
- 1 ДЕРЖАТЕЛЬ СФЕРЫ
- 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ БАЗЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 092CAN

### ОТ CAP НОРМО

**КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:**

- 4 ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ
- 4 РОЗОВЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА
- 4 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА



Код. 092CAM

### ОТ CAP МИКРО

**КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:**

- 4 ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ
- 4 РОЗОВЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА
- 4 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА



Код. 196BCN

### ОТ CAP НОРМО "ЭКОНОМНЫЙ"

**КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:**

- 1 ПРЯМАЯ БАЛКА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 УГЛОВАЯ БАЛКА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 БЕЛЫХ КОЛПАЧКА (стандартной ретенции)



Код. 197BCM

### ОТ CAP МИКРО "ЭКОНОМНЫЙ"

**КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:**

- 1 ПРЯМАЯ БАЛКА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 УГЛОВАЯ БАЛКА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 БЕЛЫХ КОЛПАЧКА (стандартной ретенции)



Код. 099BSN

### ОТ CAP & ОТ BOX Mono НОРМО для каркасов

**КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:**

- 2 БАЛКИ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ (1 ПРЯМАЯ - 1 УГЛОВАЯ)
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ БЕЛЫХ КОЛПАЧКА
- 4 ОТ BOX MONO ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА



Код. 099BSM

### ОТ CAP & ОТ BOX Mono МИКРО для каркасов

**КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:**

- 2 БАЛКИ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ (1 ПРЯМАЯ - 1 УГЛОВАЯ)
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ БЕЛЫХ КОЛПАЧКА
- 4 ОТ BOX MONO ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА



Код. 058BSN

### ОТ BOX SPECIAL НОРМО + КОННЕКТОРЫ

**КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:**

- 2 БАЛКИ ОТ BOX SPECIAL
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 4 КОННЕКТОРА



Код. 058BSM

### ОТ BOX SPECIAL МИКРО + КОННЕКТОРЫ

**КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:**

- 2 БАЛКИ ОТ BOX SPECIAL
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 4 КОННЕКТОРА



Код. 153BCN

### ОТ BOX CLASSIC НОРМО + КОННЕКТОРЫ

**КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:**

- 2 ВЕРХНИХ БАЛКИ
- 2 НИЖНИХ БАЛКИ
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 4 КОННЕКТОРА



Код. 153BCM

### ОТ BOX CLASSIC МИКРО + КОННЕКТОРЫ

**КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:**

- 2 ВЕРХНИХ БАЛКИ
- 2 НИЖНИХ БАЛКИ
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 4 КОННЕКТОРА

## OT BOX LARGE

КОНТЕЙНЕРЫ БОЛЬШЫХ РАЗМЕРОВ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОЛПАЧКОВ В ПОЛОСТИ РТА



Код. 253BLN

### OT BOX LARGE НОРМО + КОННЕКТОРЫ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 БАЛКИ ОТ BOX LARGE
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 4 КОННЕКТОРА



Код. 253BLM

### OT BOX LARGE МИКРО + КОННЕКТОРЫ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 БАЛКИ ОТ BOX LARGE
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 4 КОННЕКТОРА

## АТТАЧМЕНЫ ОТ STRATEGY



Код. 098SSS

### OT STRATEGY

КОЛПАЧКИ ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 4 ПАТРИЦЫ STRATEGY (2 СТАНДАРТНЫЕ - 2 ДЛИННЫЕ)
- 2 STEADY
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ (2 МЯГКИХ, 2 СТАНДАРТНЫХ)



Код. 098CAL

### OT STRATEGY

КОЛПАЧКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 4 ПАТРИЦЫ STRATEGY (2 СТАНДАРТНЫЕ - 2 ДЛИННЫЕ)
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ (2 МЯГКИХ, 2 СТАНДАРТНЫХ)
- 4 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
- 2 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 2 STEADY

## АТТАЧМЕНЫ ОТ BAR MULTIUSE



Код. 021OBM

### OT BAR MULTIUSE + КОННЕКТОРЫ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 БАЛКИ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 ЗАЖИМА ПОЗИЦИИ А
- 4 ЗАЖИМА ПОЗИЦИИ Б
- 4 КОНТЕЙНЕРА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 РОЗОВЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ ЗАЖИМА
- 4 ЖЕЛТЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ ЗАЖИМА
- 4 КРАСНЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ ЗАЖИМА
- 2 КОННЕКТОРА
- 1 ДЕСЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ

## АТТАЧМЕНЫ ОТ VERTICAL



Код. 071OBV

### OT VERTICAL

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 4 ПАТРИЦЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 STEADY
- 4 БЕЛЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ ЗАЖИМА
- 2 ЗЕЛЕНЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ ЗАЖИМА
- 4 КЕРАМИЧЕСКИЕ БАЛКИ
- 4 КЛЮЧА К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ + СТЕРЖЕНЬ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

# АТТАЧМЕНЫ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ



Код. 011SPL

## ШТИФТЫ S.P.L. - COPING COVER

### ПРОМО-НАБОР ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:


- 24 ШТИФТА МИКРО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ В АССОРТИМЕНТЕ
- 40 ШТИФТОВ НОРМО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ В АССОРТИМЕНТЕ
- 12 ШТИФТОВ МИКРО ИЗ ТИТАНА В АССОРТИМЕНТЕ
- 12 ШТИФТОВ НОРМО ИЗ ТИТАНА В АССОРТИМЕНТЕ
- 16 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (БЕЛЫЕ- СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ РОЗОВЫЕ - МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ)
- 16 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (БЕЛЫЕ- СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ РОЗОВЫЕ - МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ)
- 20 ЗАЩИТНЫХ ДИСКОВ
- 2 РЕГУЛЯТОРА (1 НОРМО + 1 МИКРО)
- 1 СИНИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ (Для стержня inox и колпачков во рту)
- 1 СТЕРЖЕНЬ КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТ САР НОРМО/МИКРО
- 4 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА НОРМО
- 4 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА МИКРО
- 12 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЕЦ (0° СЕРЫЙ - ЗЕЛЕНый 7° - 14° КРАСНЫЙ)
- 1 ПИНЦЕТ

## PIVOT FLEX С ПОКРЫТИЕМ TiN

### ШТИФТ ИЗ ТИТАНА С ПОДВИЖНОЙ СФЕРОЙ НОРМО (Ø 2.5 mm)

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ШТИФТ ИЗ ТИТАНА С ПОДВИЖНОЙ СФЕРОЙ
- 1 СТАЛЬНОЙ КОНТЕЙНЕР НОРМО
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА НОРМО (мягкой ретенции)
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА



Код. 033PSF

Доступная длина:  
Сфера Нормо Ø2,5  
Сфера Микро Ø1,8



Код. 036PTN7

Код. 036PTN9

Код. 036PTN10

## ШТИФТЫ ИЗ ТИТАНА Нормо

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 5 ШТИФТОВ ИЗ ТИТАНА Сфера 2,5mm

Код. 036PTM7

Код. 036PTM9

Код. 036PTM10

## ШТИФТЫ ИЗ ТИТАНА Микро

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 5 ШТИФТОВ ИЗ ТИТАНА Сфера 1,8mm

СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА



Код. 034PRK

## OT REVERSE 3 из ТИТАНА Микро С ПОКРЫТИЕМ TiN

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 КОРНЕВЫХ ШТИФТА ОТ REVERSE/3 ИЗ ТИТАНА + TiN
- 2 РЕТЕНЦИОННЫЕ ПАТРИЦЫ ИЗ ТИТАНА + НЕЙЛОН
- 2 ПЛАСТМАССОВЫХ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТА
- 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- 2 РОЗОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ДИСКА

## ШТИФТЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ СНЯТИЯ КАНАЛЬНЫХ ОТТИСКОВ

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 20 ШТИФТОВ НОРМО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

## ШТИФТЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ СНЯТИЯ КАНАЛЬНЫХ ОТТИСКОВ

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 20 ШТИФТОВ МИКРО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

Ø штифта под сферой:  
мм 2,2 2 1,8 1,7 1,4



Доступная длина:  
мм 14 - 12 - 10 - 9 - 7



Доступная длина:  
мм 10 - 9 - 7

Код. 010PSP

Код. 012PSM

Код. A01MOG

## ФРЕЗА MOOSER РАСТАЧИВАНИЕ ДЛЯ ШТИФТОВ ОТ САР mm 7 - 9 - 10

Код. A03MOB

## ФРЕЗА MOOSER РАСТАЧИВАНИЕ ДЛЯ ШТИФТОВ ОТ САР mm 12 - 14

Код. 121FD

## ФРЕЗА ОТ REVERSE 3 С ДИАМАНТОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ КОРНЕЙ

# ИМПЛАНТОГИЯ ТИТАНОВЫЕ АТТАЧМЕНЫ ДЛЯ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ SPHERO FLEX - BLOCK



## SPHERO FLEX с покрытием TiN

Код. 109

### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ТИТАНОВЫЙ МОНКОН (АБАТМЕНТ) С ПОДВИЖНОЙ САМОПАРАЛЛЕЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ СФЕРОЙ (СФЕРА Ø 2,5мм)
- 3 КОЛПАЧКА (желтый - розовый - прозрачный)
- 1 ФИОЛЕТОВЫЙ ТИТАНОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОЛПАЧКА
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА



## SPHERO BLOCK НОРМО с покрытием TiN

Код. 002

### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ТИТАНОВЫЙ МОНКОН (АБАТМЕНТ) (СФЕРА Ø мм.2,5)
- 3 КОЛПАЧКА (желтый - розовый - прозрачный)
- 1 ФИОЛЕТОВЫЙ ТИТАНОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОЛПАЧКА
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА




## SPHERO BLOCK МИКРО с покрытием TiN

Код. 003

### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ТИТАНОВЫЙ МОНКОН (АБАТМЕНТ) (СФЕРА Ø мм.1,8)
- 3 КОЛПАЧКА (желтый - розовый - прозрачный)
- 1 ФИОЛЕТОВЫЙ ТИТАНОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОЛПАЧКА
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА

АТТАЧМЕНЫ SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK И ОТ REVERSE 3 ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ МАРОК ИМПЛАНТАТОВ. ПО ЗАКАЗУ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНЫ ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ИМПЛАНТАТА. ПРИ ЗАКАЗЕ, ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ: МАРКУ ИМПЛАНТАТА, ДИАМЕТР ИМПЛАНТАТА, ВЫСОТУ ДЕСНЕВОГО БОРТИКА: ИМЕЮЩЕГОСЯ В НАЛИЧИИ ДО 7mm.



## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ SPHERO FLEX - BLOCK



Код. 771CEF

### КЛЮЧ ДЛЯ SPHERO FLEX SPHERO BLOCK

(Нормо и Микро) ШЕСТИУГОЛЬНИК 2,3mm



Код. 760CBM

### КОННЕКТОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА

ШЕСТИУГОЛЬНИК 1,3mm



Код. 760CRD

### ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ ТРЕЩОТКА

Для крепления Sphero block - flex и От Equator 15/35Ncm  
Макс. 50Ncm вращение, советуется 25Ncm.

## СИСТЕМА "ПРОТИВ ВЫВИНЧИВАНИЯ" НА ОСНОВЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ШПИЛЬКИ

ДЛЯ РАБОТЫ С АТТАЧМЕНАМИ SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK. ОТ REVERSE и с различными винтами  
ЭЛАСТИЧНАЯ «АНТИОТВИНЧИВАЕМАЯ» ШПИЛЬКА, МОЖЕТ БЫТЬ ПРИКРЕПЛЕНА ПО ЗАПРОСУ (ТОЛЬКО ФИРМОЙ RHEIN83)  
На винтах – аттачменах Sphero Flex -Sphero Block и ОТ Reverse с резьбой не меньше 1,8мм

Код. TE

Надбавка для  
установление шпильки



ЭЛАСТИЧНАЯ ШПИЛЬКА



## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ SPHERO FLEX - BLOCK



Код. 100AD

### НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА ДЛЯ SPHERO FLEX - BLOCK

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА С НАКЛОНОМ 0° - 7° - 14°



Код. 044ABN

### АНАЛОГ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ SPHERO FLEX - BLOCK НОРМО

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 АНАЛОГ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ SPHERO FLEX - BLOCK
- 1 КОЛПАЧОК НОРМО ЧЕРНЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА С НАКЛОНОМ 0° - 7° - 14°



Код. 044ABM

### АНАЛОГ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ SPHERO FLEX - BLOCK МИКРО

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 АНАЛОГ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ SPHERO FLEX - BLOCK
- 1 КОЛПАЧОК МИКРО ЧЕРНЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА С НАКЛОНОМ 0° - 7° - 14°

## ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЕСНЕВОГО КРАЯ


ИНСТРУМЕНТ С ГРАДУАЦИЕЙ ЦВЕТА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТЫ ДЕСНЕВОГО КРАЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТИТАНОВОГО АБАТМЕНА



Код. 008MBG

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ИЗМЕРИТЕЛЬ Д.К. С БЕГУНКОМ
- 1 ИЗМЕРИТЕЛЬ Д.К. С ФИКСИРОВАННЫМ ШТОКОМ
- 1 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СИЛИКОНОВЫХ КОЛЕЦ
- 20 СИЛИКОНОВЫХ КОЛЕЦ



## OT LOCK СТОПОРЫ СО ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ МЕХАНИЗМАМИ



### НАБОР OT LOCK СТОПОР ИЗ ТИТАНА

Код. 880CLT

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 КОМПЛЕКТНЫЙ СТОПОР
- 1 ПОЗИЦИОНЕР ИЗ ЛАТУНИ
- 1 КЕРАМИЧЕСКИЙ ШТИФТ



### НАБОР OT LOCK СТОПОР РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИЗ ТИТАНА

Код. 880CLR

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 КОМПЛЕКТНЫЙ СТОПОР
- 1 ПОЗИЦИОНЕР ИЗ ЛАТУНИ УДЛИНЕННЫЙ
- 1 КЕРАМИЧЕСКИЙ ШТИФТ
- 9 КОЛЕЦ-РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

## АКСЕССУАРЫ OT LOCK



Код. 882CG

- 1 НАПРАВЛЯЮЩИЙ КОНУС



Код. 882CAS

- 1 КЛЮЧ ОТКРЫВАЮЩИЙ НАЖИМНОЙ

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СИСТЕМЫ ОТ CAP НОРМО Ø2.5mm



Код. 055SCN

• 4 СФЕРЫ НОРМО ОДИНАРНЫЕ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

Код. 151BAN

• 2 УГЛОВЫЕ БАЛКИ НОРМО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

Код. 150BPN

• 2 ПРЯМЫЕ БАЛКИ НОРМО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 192ACN

## НАБОР КОЛПАЧКОВ В АССОРТИМЕНТЕ ОТ CAP НОРМО

### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ТИТАНОВЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОЛПАЧКОВ, ФИОЛЕТОВЫЙ
- 1 ЧЕРНЫЙ КОЛПАЧОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА (1 ЗЕЛЕНЫЙ, 1 ЖЕЛТЫЙ, 1 РОЗОВЫЙ, 1 БЕЛЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ)
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК

Код. 048CAN

• 6 КОЛПАЧКОВ НОРМО ЭКСТРАЛАБИЛЬНЫХ СЕРЕБРЯННЫХ (ЭЛАСТИЧНЫЕ - РЕЗИНОВЫЕ) - 350G

Код. 048CON

• 6 КОЛПАЧКОВ НОРМО ЭКСТРАЛАБИЛЬНЫХ ЗОЛОТЫХ (СЛЕГКА ЭЛАСТИЧНЫЕ) - 500G

Код. 049PCN

• 6 ЗЕЛЁНЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 350G

Код. 060CRN AY

• 6 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 500G

Код. 040CRN SN

• 6 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 900G

Код. 040CRN

• 6 БЕЛЫХ ПРОЗРАЧНЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 1300G

Код. 040TCN

• 2 КОЛПАЧКА ТИТАН CAP НОРМО

Код. 043CLN

• 6 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (только для лаборатории)



Код. 049PCNDR8

• 6 ОРАНЖЕВЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ) (УМЕНЬШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СФЕР Ø2.25MM) - 350g



Код. 060CRNAYDR8

• 6 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ) (УМЕНЬШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СФЕР Ø2.25MM) - 500g



Код. 040CRNSNDR8

• 6 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ) (УМЕНЬШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СФЕР Ø2.25MM) - 900g



Код. 040CRNDR8

• 6 СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (СИЛЬНАЯ РЕТЕНЦИЯ) (УМЕНЬШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СФЕР Ø2.25MM) - 1300g



Код. 042AMN

• 2 ОТ ВОХ MONO НОРМО (КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ КОЛПАЧКОВ)



Код. 041CAN

• 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НОРМО



Код. 041CTN

• 2 ТИТАНОВЫХ АНОДИРОВАННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ НОРМО ДЛЯ КОЛПАЧКОВ, ФИОЛЕТОВЫХ



Код. 101PPN

• 2 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА НОРМО



Код. 044PPN

• 2 ШТИФТА АНАЛОГА НОРМО



Код. 100SAN

• 10 ДИСТАНЦИОНЕРОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ БАЛОК ОТ CAP НОРМО

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СИСТЕМЫ ОТ САР МИКРО Ø 1,8 мм



Код. 055SCM

• 4 СФЕРЫ МИКРО ОДИНАРНЫЕ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

Код. 151BAM

• 2 УГЛОВЫЕ БАЛКИ МИКРО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

Код. 150BPM

• 2 ПРЯМЫЕ БАЛКИ МИКРО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 192АСМ

**НАБОР КОЛПАЧКОВ В АССОРТИМЕНТЕ ОТ САР МИКРО**

**КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:**

- 1 ТИТАНОВЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОЛПАЧКОВ, ФИОЛЕТОВЫЙ
- 1 ЧЕРНЫЙ КОЛПАЧОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА (1 ЗЕЛЕНЫЙ, 1 ЖЕЛТЫЙ, 1 РОЗОВЫЙ, 1 БЕЛЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ)
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК



Код. 048СAM

• 6 КОЛПАЧКОВ МИКРО ЭКСТРАЛАБИЛЬНЫХ СЕРЕБРЯННЫХ (ЭЛАСТИЧНЫЕ - РЕЗИНОВЫЕ) - 200G

Код. 048СOM

• 6 КОЛПАЧКОВ МИКРО ЭКСТРАЛАБИЛЬНЫХ ЗОЛОТЫХ (СЛЕГКА ЭЛАСТИЧНЫЕ) - 450G

Код. 049PCM

• 6 ЗЕЛЁНЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 200G

Код. 060CRM AY

• 6 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 450G

Код. 040CRM SN

• 6 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 800G

Код. 040CRM

• 6 БЕЛЫХ ПРОЗРАЧНЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 1100G

Код. 040ТСМ

• 2 КОЛПАЧКА ТИТАН САР МИКРО

Код. 043CLM

• 6 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (только для лаборатории)



Код. 049PCMDR8

• 6 ОРАНЖЕВЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ) (УМЕНЬШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СФЕР Ø 1.6MM) - 200g

Код. 040CRMDR8

• 6 СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (СИЛЬНАЯ РЕТЕНЦИЯ) (УМЕНЬШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СФЕР Ø 1.6MM) - 1100g



Код. 042АММ

• 2 ОТ ВОХ МОНО МИКРО (КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ КОЛПАЧКОВ)

Код. 041СAM

• 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МИКРО

Код. 041СТМ

• 2 ТИТАНОВЫХ АНОДИРОВАННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ МИКРО ДЛЯ КОЛПАЧКОВ, ФИОЛЕТОВЫХ

Код. 101PPM

• 2 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА МИКРО

Код. 044PPM

• 2 ШТИФТА АНАЛОГА МИКРО

Код. 100SAM

• 10 ДИСТАНЦИОНЕРОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ (ДЛЯ БАЛОК ОТ САР МИКРО)

## ИНСТРУМЕНТЫ НОРМО-МИКРО



Код. 485IC

• 1 КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ/ЭКСТРАКЦИИ КОЛПАЧКОВ ОТ EQUATOR - ОТ САР НОРМО-МИКРО (В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНТЕЙНЕРАХ И ВО РТУ У ПАЦИЕНТА)



Код. 74AC01

• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА НОРМО/EQUATOR



Код. 74AC02

• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА МИКРО



Код. 74AC03

• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА ТЕСНО НОРМО/МИКРО (ТОЛЬКО ДЛЯ ОТ САР ТЕСНО)



Код. 491EC

• 1 МНОГОЦЕЛЕВОЙ ЭКСТРАКТОР РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ (С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ШТОКОВ)

## ИНСТРУМЕНТЫ НОРМО-МИКРО продолжение

	<b>Код. 080RCN</b>	• 1 РИМЕР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РЕТЕНЦИИ КОЛПАЧКОВ НОРМО
	<b>Код. 080RCM</b>	• 1 РИМЕР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РЕТЕНЦИИ КОЛПАЧКОВ МИКРО
	<b>Код. 082ATN</b>	• 1 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЕТЕНЦИИ КОЛПАЧКОВ НОРМО
	<b>Код. 083ATM</b>	• 1 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЕТЕНЦИИ КОЛПАЧКОВ МИКРО

## АКСЕССУАРЫ НОРМО-МИКРО И Ø 2.2mm



**Код. 155CC** • 6 КОННЕКТОРОВ



**Код. 187CRS** • 2 ПОЛЫЕ СФЕРЫ, имеются в наличии следующие диаметры: мм 1,8 - 2,2 - 2,5



**Код. 187CRE** • 2 ПОЛЫХ ОТ EQUATOR



**Код. 189SRS** • 2 СФЕРЫ ЦЕЛЬНЫЕ, имеются в наличии следующие диаметра: 1,8мм



**Код. 100PD** • 10 ПРОЗРАЧНЫХ ЗАЩИТНЫХ ДИСКОВ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 1.6mm



**Код. 100PDR** • 10 РОЗОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ДИСКОВ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 2.9mm



**Код. 038GCS** • 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ БАЗЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



**Код. 044PP22** • 2 ШТИФТА АНАЛОГА СФЕРЫ Ø 2,2 mm

## ПОЛНЫЙ НАБОР АССОРТИМЕНТ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ

### НОРМО

**Код. 074KAN**

### МИКРО

**Код. 074КАМ**



### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 8 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ - МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 8 ПРОЗРАЧНЫХ КОЛПАЧКОВ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 6 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 6 ПРОЗРАЧНО-ЗЕЛЕННЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 6 ЗОЛОТЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ ЛАБИЛЬНЫЕ
- 6 КОЛПАЧКОВ СЕРЕБРЯНЫЕ - ОЧЕНЬ ЛАБИЛЬНЫЕ
- 4 КОЛПАЧКА СВЕТЛО-ЗЕЛЕННЫХ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ/УМЕНШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ
- 4 КОЛПАЧКА ОРАНЖЕВЫЕ ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ/УМЕНШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ
- 4 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА - ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 2 ТИТАНОВЫХ КОЛПАЧКА TITAN CAP

### НАБОР АССОРТИМЕНТ НОРМО-МИКРО

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 4+4 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ - МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 4+4 ПРОЗРАЧНЫХ КОЛПАЧКОВ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 2+2 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 3+3 ПРОЗРАЧНО-ЗЕЛЕННЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 3+3 ЗОЛОТЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ ЛАБИЛЬНЫЕ
- 3+3 КОЛПАЧКОВ СЕРЕБРЯНЫХ - ОЧЕНЬ ЛАБИЛЬНЫЕ
- 2+2 КОЛПАЧКА СВЕТЛО-ЗЕЛЕННЫХ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ/УМЕНШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ
- 2+2 КОЛПАЧКА ОРАНЖЕВЫЕ ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ/УМЕНШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ
- 2+2 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА - ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 1+1 ТИТАНОВЫХ КОЛПАЧКА TITAN CAP

### НОРМО

**Код. 064АСН**

### АССОРТИМЕНТ КОЛПАЧКОВ ОТ CAP

#### КОМПЛЕКТ НОРМО

- 6 ЗЕЛЕННЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 6 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 6 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ - МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 6 БЕЛЫХ КОЛПАЧКОВ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ

### МИКРО

**Код. 064АСМ**

### АССОРТИМЕНТ КОЛПАЧКОВ ОТ CAP

#### КОМПЛЕКТ МИКРО

- 6 ЗЕЛЕННЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 6 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 6 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ - МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 6 БЕЛЫХ КОЛПАЧКОВ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОТ STRATEGY



Код. 154PCS

• 4 СТАНДАРТНЫЕ ПАТРИЦЫ STRATEGY ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 054PLS

• 4 ДЛИННЫЕ ПАТРИЦЫ STRATEGY ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 154STY

• 2 STEADY ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 047CSD AY

• 4 КОЛПАЧКА STRATEGY "ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ" ЖЁЛТЫЕ (ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ)- 500g



Код. 047CSD SN

• 4 КОЛПАЧКА STRATEGY "ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ" РОЗОВЫЕ (МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ)- 900g



Код. 047CSD

• 4 КОЛПАЧКА STRATEGY "ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ" БЕЛЫЕ (СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 1300g



Код. 047CLS

• 4 КОЛПАЧКА ЧЕРНЫХ STRATEGY "ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ" **(ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ)**



Код. 047CSDDR8

• 4 КОЛПАЧКА STRATEGY СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫХ "ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ" **(ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ УМЕНЬШЕННОГО РАЗМЕРА ДЛЯ УМЕНЬШЕННЫХ СФЕР МИКРО)**



Код. 045CSM AY

• 4 ЖЁЛТЫХ КОЛПАЧКА STRATEGY ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ (ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ)- 500g (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО СО СТАЛЬНЫМ КОНТЕЙНЕРОМ)



Код. 045CSM SN

• 4 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА STRATEGY ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ (МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ)- 900g (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО СО СТАЛЬНЫМ КОНТЕЙНЕРОМ)



Код. 045CSM

• 4 БЕЛЫХ КОЛПАЧКА STRATEGY ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ -1300g (СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ) (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО СО СТАЛЬНЫМ КОНТЕЙНЕРОМ)



Код. 045CLS

• 4 КОЛПАЧКА ЧЕРНЫХ STRATEGY ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ **(ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ)**



Код. 045CSMDR8

• 4 КОЛПАЧКА STRATEGY СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫХ "ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ" **(ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ УМЕНЬШЕННОГО РАЗМЕРА ДЛЯ УМЕНЬШЕННЫХ СФЕР МИКРО)**



Код. 046CSM

• 2 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА STRATEGY



Код. 101OTS

• 2 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА STRATEGY (ДЛЯ ПАЙКИ С СТАЛЬНЫМ КОНТЕЙНЕРОМ)



### КОЛПАЧКИ ОТ STRATEGY В АССОРТИМЕНТЕ "для техники дублирования"

Код. 047ACS

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 4 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ – ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 4 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ - МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 4 БЕЛЫХ КОЛПАЧКОВ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ



### КОЛПАЧКИ ОТ STRATEGY В АССОРТИМЕНТЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

Код. 045ACS

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 4 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ – ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 4 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ - МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 4 БЕЛЫХ КОЛПАЧКОВ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ

Код. 044PPS

• 2 ШТИФТА АНАЛОГА STRATEGY

Код. 486ICS

• 1 КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ/ЭКСТРАКЦИИ КОЛПАЧКОВ STRATEGY

Код. 75AC04

• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА STRATEGY

Код. 081RCS


• 1 КЛЮЧ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ УДЕРЖАНИЯ КОЛПАЧКОВ STRATEGY

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОТ BAR MULTIUSE



<b>Код. 0220BV</b>	• 2 БАЛКИ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ОТ BAR MULTIUSE
<b>Код. 025CPB</b>	• 4 КОНТЕЙНЕРА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ ОТ BAR MULTIUSE
<b>Код. 023CPA</b>	• 4 ЗАЖИМА В ПОЗИЦИИ А ДЛЯ ОТ BAR MULTIUSE
<b>Код. 024CPB</b>	• 4 ЗАЖИМА В ПОЗИЦИИ В ДЛЯ ОТ BAR MULTIUSE
<b>Код. 027CRG</b>	• 4 ЖЕЛТЫХ ЗАЖИМА ДЛЯ ОТ BAR MULTIUSE СРЕДНЯЯ РЕТЕНЦИЯ 1,8Kg
<b>Код. 026CRR</b>	• 4 РОЗОВЫХ ЗАЖИМА ДЛЯ ОТ BAR MULTIUSE МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ 1,2Kg
<b>Код. 027CRS</b>	• 4 КРАСНЫХ ЗАЖИМА ЭКСТРА МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ 0,6Kg
<b>Код. 022RGO</b>	• 2 КОННЕКТОРА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
<b>Код. 429IOBM</b>	• 1 КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ/ЭККСТРАКЦИИ ЗАЖИМОВ ОТ BAR MULTIUSE
<b>Код. 028OCP</b>	• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА ДЛЯ ОТ BAR MULTIUSE

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: ОТ VERTICAL



<b>Код. 072MCV</b>	• 2 ПАТРИЦЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ • 2 РАЗЪЕМНЫХ КЛЮЧА
<b>Код. 072SCV</b>	• 2 STEADY ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ ОТ VERTICAL
<b>Код. 072BCV</b>	• 2 БАЛКИ ИЗ КЕРАМИКИ
<b>Код. 072CBV</b>	• 4 БЕЛЫХ ЗАЖИМА СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ
<b>Код. 072CVV</b>	• 4 ЗЕЛЁНЫХ ЗАЖИМА МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
<b>Код. 472ICV</b>	• 1 КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ/ЭККСТРАКЦИИ ЗАЖИМОВ ОТ VERTICAL

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: ОТ REVERSE 3 MULTISERVER



<b>Код. 120MR2</b>	• 2 РЕТЕНЦИОННЫЕ ПАТРИЦЫ ИЗ ТИТАНА+НЕЙЛОН (СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ)
<b>Код. 041CAM</b>	• 2 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА МИКРО
<b>Код. 121AOR</b>	• 2 АНАЛОГА ИЗ ЛАТУНИ ДЛЯ КОРНЕЙ
<b>Код. 121AAR</b>	• 2 СТАЛЬНЫХ АНАЛОГА ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ
<b>Код. 121MT</b>	• 2 МОНКОНА ТРАНСФЕРА ИЗ ПЛАСТМАССЫ

**Код. 121AM**

• 2 РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТА

**Код. 121PR**

• 2 ДУБЛИРУЕМЫХ ПОЗИЦИОНЕРА

**Код. 124IMR**

• 1 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЛЮЧ ДЛЯ ВСТАВКИ ПАТРИЦЫ ОТ REVERSE 3

**Код. 72CBR**• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА ИЗ СТАЛИ ОТ REVERSE 3  
(для балки из беззольной пластмассы)**Код. 72CFR**• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА ИЗ ЛАТУНИ ОТ REVERSE 3  
(для титановых матриц)

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: ОТ LOCK

**Код. 882CS**• 1 ВЫДВИГАЮЩИЙСЯ КЛЮЧ  
(для титановой задвижки)**Код. 882AF**

• 1 ГИБКОЕ КОЛЬЦО

**Код. 882CB**

• 1 БЛОКИРУЮЩИЙ КЛЮЧ

**Код. 882CPT**• 1 ГОТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ИЗ ТИТАНА  
(для титановой задвижки - регулируемой титановой задвижки)**Код. 882PPC**

• 1 ШТИФТ ИЗ КЕРАМИКИ

**Код. 882CLSCT**• 1 ДЛИННЫЙ ВЫДВИГАЮЩИЙСЯ КЛЮЧ  
(только для регулируемой титановой задвижки)**Код. 882DCC**• 9 ДИСТАНЦИОННЫХ КОЛЕЦ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ  
(только для регулируемой титановой задвижки)

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СФЕР

**ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ:**  
1,8 - 2,2 - 2,5**Код. 087CRS**

### ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПОЛАЯ СФЕРА

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ПОЛЫЕ СФЕРЫ ИЗ ТИТАНА - С TiN ПОКРЫТИЕМ
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ
- 1 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВВОДА ПРОЗРАЧНЫЙ
- 1 КАЛИБРИРУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ И ДЕРЖАТЕЛЬ

**Код. 087CRE**

### ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЫЕ ОТ EQUATOR

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ПОЛЫЕ ОТ EQUATOR ИЗ ТИТАНА - С TiN ПОКРЫТИЕМ
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА (МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ)
- 1 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВВОДА ПРОЗРАЧНЫЙ
- 1 КАЛИБРИРУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ И ДЕРЖАТЕЛЬ

**Код. 089SRS**

### ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬНАЯ СФЕРА

#### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ЦЕЛЬНЫЕ СФЕРЫ 1.8mm ИЗ ТИТАНА - С TiN ПОКРЫТИЕМ
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА (МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ)
- 2 ЗАЩИТНЫХ ДИСКА
- 1 КЛЮЧ

## КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПРОТЕЗОВ

КОМБИНИРУЯ РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТАЛИ, ПОЛУЧАЕМ 6 РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ ПО РАЗМЕРУ



Код. 0P6

### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 6 КОНТЕЙНЕРОВ В АССОРТИМЕНТЕ ЦВЕТА: СИНИЙ, ГОЛУБОЙ, БЕЛЫЙ



ПО ЗАПРОСУ С ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫМ ЛОГОТИПОМ (ДЛЯ БОЛЬШ.КОЛИЧЕСТВА)



Код. 100AS

- 30 СИЛИКОНОВЫХ КОЛЕЦ

## МИНИ ПАРАЛЛЕЛОМЕТР



Код. 00PB

- 1 МИНИ ПАРАЛЛЕЛОМЕТР НАКЛОНЯЮЩИЯСЯ БАЗА (ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ, КУРСОВ И ТД.)

## ОТ СЕМ

КОМПОЗИТНЫЙ ЦЕМЕНТ



Код. 0С

### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ШПРИЦ 5 МЛ
- 10 НАКОНЕЧНИКОВ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАМЕШИВАНИЯ

## BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT

для извлечения обломившихся винтов из имплантата

*BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT» ДОСТУПЕН ДЛЯ МНОГИХ МАРОК ИМПЛАНТАТОВ. ПО ЗАПРОСУ, МОЖНО ПЕРСОНАЛИЗИРОВАТЬ НАБОР ПОД ВСЕ БРЕНДЫ НА РЫНКЕ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ.*



Код. 680

### КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ФРЕЗА С ЗАЦЕПЛЯЮЩЕЙ КРОМКОЙ
- 1 ФРЕЗА СПЕЦИАЛЬНАЯ
- 1 ЦЕНТРАТОР РУЧНОЙ
- 1 КЛЮЧ ЭКСТРАКТОР

Код. 680FS

- 1 ФРЕЗА "СПЕЦИАЛЬНАЯ"

Код. 680FA

- 1 ФРЕЗА С ЗАЦЕПЛЯЮЩЕЙ КРОМКОЙ

**ЗАПЧАСТИ "СИСТЕМЫ ОТ REVERSE", "ОТ KLASS" И "BROKEN SCREW EXTRACTOR" ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПИШИТЕ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ИЛИ ЗВОНИТЕ В НАШИ ОФИСЫ.**

# RHEIN83

## ПРЯМЫЕ УСЛУГИ

Rhein83 интернет сайт  
[www.rhein83.com](http://www.rhein83.com)

Общая информация  
[info@rhein83.com](mailto:info@rhein83.com)

Отдел продаж  
[angela.internationaltrade@rhein83.it](mailto:angela.internationaltrade@rhein83.it)

Техническая поддержка  
[gianni.storni@rhein83.it](mailto:gianni.storni@rhein83.it) (Технический Отдел)

Отдел маркетинга  
[marketing@rhein83.it](mailto:marketing@rhein83.it)



The logo for Rhein83 features the word "RHEIN" in a blue, stylized font with a slight shadow, followed by the number "83" in a larger, bold, yellow font with a 3D effect and a shadow.

Via ZAGO, 10/ABC  
40128 - BOLOGNA

Тел. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396

Факс (+39) 051 245238

<http://www.rhein83.com>

e-mail: [info@rhein83.com](mailto:info@rhein83.com)

[www.dentald.ru](http://www.dentald.ru)



UNI EN ISO 9001:2008  
UNI CEI EN ISO 13485:2012